

# PROMO



**Grosseron**  
being a part of you

**Haier Biomedical**  
Intelligent Protection of Life Science



## CONGÉLATEUR BASSE TEMPÉRATURE -86°C

- > Une conservation pensée pour les échantillons exigeants
- > Une isolation VIP+ optimisée pour le stockage à très basse température
- > Une conception éco-énergétique
- > Une ouverture rapide grâce au système de décompression automatique
- > Un suivi simple et sécurisé des conditions de stockage

Conserver les échantillons à très basse température tout en maîtrisant l'espace et la consommation d'énergie. Les congélateurs HAIER New Salvum -86 °C associent isolation VIP+, ventilation haute efficacité et réfrigérants à base d'hydrocarbures. Leur conception vise à optimiser les performances de refroidissement et la consommation énergétique, tout en assurant une bonne stabilité de température.

Pensés pour les environnements de laboratoire, ils intègrent également des fonctionnalités facilitant leur utilisation au quotidien : décompression automatique pour rouvrir rapidement la porte, système d'alarme multi-niveaux et port USB pour récupérer les données enregistrées. Les modèles New Salvum disposent par ailleurs d'un écran tactile LCD 10 permettant de consulter intuitivement les paramètres et courbes de température.

| RÉF     | MODELE      | VOL L | DIM EXT (LXPXH) MM | DIM INT (LXPXH) MM | POID KG | CAPACITÉ CRYOBOITE (HT 54 MM) | NB PORTE INTERNE | PRIX € |
|---------|-------------|-------|--------------------|--------------------|---------|-------------------------------|------------------|--------|
| C045486 | DW-86L579-B | 579   | 903x980x1960       | 620x716x1310       | 300     | 400                           | 4                | 7 780  |
| C045487 | DW-86L729-C | 729   | 1049x980x1980      | 766x716x1310       | 350     | 500                           | 4                | 8 890  |

**Offres promotionnelles valables jusqu'au 30/11/2026**

grosseron.com

+33 (0)2 40 92 07 09

4 rue des entrepreneurs  
44220 COUERON

# PROMO



**Grosseron**  
being a part of you

**Haier Biomedical**  
Intelligent Protection of Life Science



## INCUBATEUR CO2

- > Taux de CO2 0-20%
- > Taux humidité >90%
- > Programme de stérilisation chaleur sèche 180°C

Maintenir des conditions de culture stables est essentiel pour assurer la croissance et la reproductibilité des cultures cellulaires. L'incubateur CO<sub>2</sub> HAIER Biomedical crée un environnement contrôlé en température, en concentration de CO<sub>2</sub> et en humidité, adapté aux besoins des applications de culture cellulaire.

Grâce à son capteur CO<sub>2</sub> infrarouge, il assure une mesure précise de la concentration en CO<sub>2</sub>, tandis que les deux capteurs de température PT1000 permettent un contrôle stable de la température dans l'enceinte. Un programme de stérilisation à chaleur sèche à 180 °C est également intégré pour faciliter la décontamination de l'incubateur.

L'appareil dispose enfin d'un port USB dédié à la traçabilité des données, ainsi que d'un passage de câble pour répondre aux besoins des différentes configurations de laboratoire.

| RÉF     | MODELE  | VOL L | DIM EXT (LXPXH) MM | DIM INT (LXPXH)MM | CLAYETTE STAND / MAX | DIMENSION ÉTAGÈRE (LXP) MM | PRIX €       |
|---------|---------|-------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| I045400 | HCP-168 | 168   | 714x812x887        | 490x560x650       | 3/11                 | 470x434                    | <b>4 990</b> |

Offres promotionnelles valables jusqu'au **30/11/2026**

➔ [grosseron.com](http://grosseron.com)

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs  
44220 COUERON