

PROMO



Grosseron
being a part of you

heidolph
research made easy



AGITATEUR VIBRANT MULTIREAX VORTEX MULTITUBE



- > Haut débit : jusqu'à 26 tubes
- > Tube de diamètre 10 à 32 mm
- > Régulation électronique
- > Affichage digital
- > Fonctionnement silencieux et stable

Gagnez du temps au laboratoire avec le Heidolph Multi Reax. Conçu pour l'agitation simultanée de plusieurs tubes, il offre un mélange homogène, reproductible et fiable, idéal pour les séries d'analyses, les préparations d'échantillons et les workflows à haut débit.

Sa conception robuste, sa stabilité en fonctionnement et sa simplicité d'utilisation en font un équipement particulièrement adapté aux laboratoires de recherche, de contrôle qualité et d'enseignement. Le Multi Reax permet de standardiser les manipulations tout en améliorant le confort opérateur et la productivité au quotidien.

Vitesse : 150 à 2000 tr/min
Mouvement orbital : 3 mm
Capacité d'agitation : jusqu'à 1,5 Kg
Puissance : 50W
Poids : 9.8 Kg
Dimensions (lxpxh) : 270x172x410 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
A046143	Multi Reax	1 513,70

Offres promotionnelles valables jusqu'au **31/07/2026**

grosseron.com

+33 (0)2 40 92 07 09

4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON