

PROMO



Grosseron  
being a part of you

iSample



## MICROTUBE 0.2 À 2ML

Microtube certifié RNase, DNase, ADN free.  
Non pyrogène  
Vitesse max : 16700g  
Résiste à des températures de -80° à +121°C  
Cape attenante  
Gradué  
Non stérile

Référence	Capacité mL	Conditionnement	Prix € HT
GRT0001	0.2	1000	11.50
GRT0002	0.6	1000	8.44
GRT0003	1.5	500	4.29
GRT0004	1.7	500	4.60
GRT0005	2.0	500	4.60

→ Offres promotionnelles valables jusqu'au **30/03/2026**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs  
44220 COUERON