

PROMO



Grosseron

being a part of you



GANT USAGE UNIQUE

semperguard®

- Nitrile ou latex
- Non poudré
- Catégorie III
- CE classe I - EN 420 - EN 374 - EN455

Disponible en stock!

RÉFÉRENCE	TAILLE	COULEUR	CONDITIONNEMENT	RIX € HT
GANT NITRILE XTENSION - Longueur 300mm - Épaisseur 0.16mm - intérieur lisse - Ambidextre				
1671017	S		100	4.99
1671018	M		100	4.99
1671019	L		100	4.99
1671020	XL		90	4.99
GANT NITRILE XPERT - Longueur 240mm - Épaisseur 0.26mm - intérieur lisse - Ambidextre				
1671009	S		100	4.75
1671010	M		100	4.75
1671011	L		100	4.75
1671012	XL		90	4.75
GANT NITRILE XTRA-LITE - Longueur 240mm - Épaisseur 0.14mm - intérieur lisse - Ambidextre				
1671001	S		200	5.50
1671002	M		200	5.50
1671003	L		200	5.50
1671027	L		100	2.00
1671004	XL		180	5.50

Offre promotionnelle valable jusqu'au 30/06/2025, dans la limite des stocks disponibles.

PROMO



Grosseron

being a part of you

RÉFÉRENCE	TAILLE	COULEUR	CONDITIONNEMENT	PRIX € HT
GANT NITRILE COMFORT - Longueur 240mm - Épaisseur 0.20mm - Ambidextre				
1671013	S		100	3.75
1671014	M		100	3.75
1671015	L		100	3.75
1671016	XL		90	3.75
GANT LATEX COMFORT - Longueur 240mm - Épaisseur 0.20mm - Ambidextre - Type C				
1671005	S		100	3.80
1671006	M		100	3.80
1671007	L		100	3.80
1671008	XL		90	3.80

Comment bien choisir vos gants ?

En savoir plus

(Guide des tailles, normes, catégories de risques...)

	Latex	Nitrile
Résistance	Excellente souplesse et résistance à la déchirure. Bonne résistance aux produits chimiques aqueux.	Très bonne résistance à l'abrasion, à la perforation et aux dérivés d'hydrocarbures.
Allergies	Les protéines de latex peuvent engendrer des allergies.	Alternative hypoallergénique pour les personnes sensibles.
Précautions	Éviter le contact avec les huiles, graisses et dérivés d'hydrocarbures.	Éviter le contact avec les solvants contenant des cétones et les produits organiques azotés.



ESPACE CLIENT EN LIGNE

L'espace client personnalisé...
www.grosseron.com

Espace client

Je suis client, j'ai mes identifiants web

Je suis client, je veux recevoir mes identifiants web

Identifiant

[Ouvrir mon espace client](#)

Mot de passe

Me connecter

Mot de passe oublié ?

[Connexion](#)

Accès sécurisé par identifiant et mot de passe.
Consultez vos commandes, vos devis en cours.

Modifiez vos abonnements.
Suivez vos livraisons grâce au tracking colis.

Offre promotionnelle valable jusqu'au 30/06/2025, dans la limite des stocks disponibles.