

PROMO



Grosseron

being a part of you

memmert



ÉTUVE À VIDE (VO)

MEMMERT

- Plateaux chauffants
- Version Twin Display programmable
- Gain de temps de 70 %
- Gamme de régulation de vide : 5 à 1100 mbar

Rapport
Qualité / Prix

Fiabilité, confort et efficacité énergétique sont les atouts d'un séchage à vide moderne. Des thermo-plateaux, réglables séparément et chauffés, assurent un contrôle précis de la température. Grâce à la régulation numérique de la pression, l'élément de chargement est non seulement séché ultra rapidement et de façon particulièrement délicate dans notre étuve de séchage à vide puissante et robuste. Associé avec la pompe à vide à débit variable, l'étuve à vide VO offre un rendement énergétique imbattable.

RÉFÉRENCE	VOLUME L	DIM. INT. LXHXP MM	NB PLATEAUX MAX./ AVEC OPTION T5 / EN STANDARD	DIM. EXT. LXHXP MM	PUISSANCE ABSORBÉE W	POIDS NET KG	PRIX € HT
E227986	29 litres	385 x 305 x 250	1/2/1	550 x 607 x 400	820	55	6 400
E227987	49 litres	385 x 385 x 330	2/4/1	550 x 687 x 480	2020	83	7 230
E227985	101 litres	545 x 465 x 400	2/4/1	710 x 767 x 550	2020	110	9 610

Accessoires pour étuve à vide «VO»

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
C227839	Caisson insonorisé avec pompe PTFE PMP 29	4 180
C227840	Caisson insonorisé avec pompe PTFE PMP 49	4 550
C227838	Caisson insonorisé avec pompe PTFE PMP 101	4 680
S227844	Support pour étuve VO 29 + caisson PMP 29	285
S227845	Support pour étuve VO 49 + caisson PMP 49	300
S227843	Support pour étuve VO 101 + caisson PMP 101	383

Disponible en stock !

Offre promotionnelle
valable jusqu'au 24/03/2023

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON

PROMO



Grosseron
being a part of you

memmert



ÉTUVE UNIVERSELLE (UN) MEMMERT

- Convection naturelle (UN)
- Commande intuitive «Touch, turn and go»
- Version Single ou Twin Display
- Ouverture de la porte avec le coude ou le pied

*Jusqu'à
20% de remise*

Que vous souhaitiez réaliser des tests de matériaux, vieillir des microcircuits, effectuer une série d'essais complexes avec un élément de chargement ultra-sensible, sécher ou étuver des composants électroniques, durcir de la résine synthétique ou chauffer de la plastiline, le modèle d'étuve U de Memmert est réputé pour ses performances incomparables en matière de précision, d'homogénéité et de qualité de son contrôle thermique.

CONVECTION NATURELLE SINGLEDISPLAY UN

RÉF	MODÈLE	CAPACITÉ L	DIM. INT. LXHXP MM	DIM. EXT. LXHXP MM	CLAYETTES STAND /MAX	PUISSANCE W	ALIMENTATION	POIDS NET KG	PRIX € HT
E227878	110	108	560X480X400	745X867X584	2/5	2800	220 v mono	74	1 670
E227879	160	161	560X720X400	745X1107X584	2/8	3200	220 v mono	96	2 225
E227880	260	256	640X800X500	824X1186X684	2/9	3400	220 v mono	110	2 950
E227881	450	459	1040X720X600	1224X1247X784	2/8	5800	400V RI+NEUTRE	170	3 895
E227882	750	749	1040X1200X600	1224X1726X784	2/14	7000	400V RI+NEUTRE	217	5 199

CONVECTION NATURELLE TWINDISPLAY UN^{PLUS}

RÉF	MODÈLE	CAPACITÉ L	DIM. INT. LXHXP MM	DIM. EXT. LXHXP MM	CLAYETTES STAND /MAX	PUISSANCE W	ALIMENTATION	POIDS NET KG	PRIX € HT
E227886	110	108	560X480X400	745X867X584	2/5	2800	220 V mono	74	2 370
E227887	160	161	560X720X400	745X1107X584	2/8	3200	220 V mono	96	2 950
E227888	260	256	640X800X500	824X1186X684	2/9	3400	220 V mono	110	3 530
E227889	450	459	1040X720X600	1224X1247X784	2/8	5800	400V TRI NEUTRE	170	4 540
E227890	750	749	1040X1200X600	1224X1726X784	2/14	7000	400V TRI NEUTRE	217	5 850

Disponible en stock !

**Offre promotionnelle
valable jusqu'au 24/03/2023**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON

PROMO



Grosseron
being a part of you

memmert



ÉTUVE UNIVERSELLE (UF) MEMMERT

- Convection forcée (UF)
- Commande intuitive «Touch, turn and go»
- Version Single ou Twin Display
- Ouverture de la porte avec le coude ou le pied

*Rapport
Qualité / Prix*

Que vous souhaitiez réaliser des tests de matériaux, vieillir des microcircuits, effectuer une série d'essais complexes avec un élément de chargement ultra-sensible, sécher ou étuver des composants électroniques, durcir de la résine synthétique ou chauffer de la plastiline, le modèle d'étuve U de Memmert est réputé pour ses performances incomparables en matière de précision, d'homogénéité et de qualité de son contrôle thermique.

CONVECTION FORCÉE SINGLEDISPLAY UF

RÉF	MODÈLE	CAPACITÉ L	DIM. INT. LXHXP MM	DIM. EXT. LXHXP MM	CLAYETTES STAND /MAX	PUISSANCE W	ALIMENTATION	POIDS NET KG	PRIX € HT
E227894	110	108	560X480X400	745X867X584	2/5	2800	220 v mono	74	2 025
E227895	160	161	560X720X400	745X1107X584	2/8	3200	220 v mono	96	2 660
E227896	260	256	640X800X500	824X1186X684	2/9	3400	220 v mono	110	3 385
E227897	450	459	1040X720X600	1224X1247X784	2/8	5800	400V TRI NEUTRE	170	4 435
E227898	750	749	1040X1200X600	1224X1726X784	2/14	7000	400V TRI NEUTRE	217	5 880
E227966	1060	1060	1040X1200X850	1224X1726X1035	1/14	7000	400V TRI NEUTRE	305	10 850

CONVECTION FORCÉE TWINDISPLAY UF^{PLUS}

RÉF	MODÈLE	CAPACITÉ L	DIM. INT. LXHXP MM	DIM. EXT. LXHXP MM	CLAYETTES STAND /MAX	PUISSANCE W	ALIMENTATION	POIDS NET KG	PRIX € HT
E227902	160	161	560X720x400	745x1107x584	2/8	3200	220 V mono	96	3 370
E227903	160	161	560X720X400	745X1107X584	2/8	3200	220 V mono	96	3 370
E227904	260	256	640X800X500	824X1186X684	2/9	3400	220 V mono	110	3 990
E227905	450	459	1040X720X600	1224X1247X784	2/8	5800	400V TRI NEUTRE	170	5 099
E227906	750	749	1040X1200X600	1224X1726X784	2/14	7000	400V TRI NEUTRE	217	6 550
E227967	1060	1060	1040X1200X850	1224X1726X1035	1/14	7000	400V TRI NEUTRE	305	11 550

Disponible en stock !

**Offre promotionnelle
valable jusqu'au 24/03/2023**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON