

# PROMO



**Grosseron**  
being a part of you

 **heidolph**  
research made easy



159.<sup>90</sup>€HT

## AGITATEUR VORTEX REAX TOP HEIDOLPH

- Haute stabilité
- Vitesse variable
- Garantie 36 mois



REF : A046145-PROMO21

Le Reax Top Heidolph est particulièrement adapté aux mélanges simples. Il fonctionne en continu ou par pression d'un tube sur la tête d'agitation.

Sa vitesse allant jusqu'à 2500 tr / min et son orbite d'agitation de 5 mm, permettent une distribution fiable et uniforme des solides et l'homogénéisation des milieux hautement visqueux est garanti.



Orbite d'agitation de 5 mm  
= distribution uniforme.



Mélange rapide grâce à la vitesse  
élevée de 2 500 tours/min.



Panneau de commande  
organisé et explicite.



Fonctionnement continu  
= mouvement d'agitation  
permanent.



Plateau pour les tubes de  
20 à 50 mm Ø.



Pour des milieux solides et  
liquides très visqueux.

**Offre spéciale valable jusqu'au 31 Juillet 2021**

Les équipements de laboratoire Heidolph sont synonymes de fiabilité, de précision et d'efficacité. Cette société innovante allemande développe et produit des équipements haut de gamme d'une durée de vie opérationnelle de 10 ans et plus.

Les moteurs puissants des équipements Heidolph ne nécessitent aucun entretien et garantissent des résultats constants même en fonctionnement continu.

## DÉCOUVREZ NOS AGITATEURS HEIDOLPH

### A TIGE A HÉLICE



**HEI-Torque Core**

**874 €**

### BASCULANT 3D



**3D Polymax 1559.52 €**

### MAGNÉTIQUE CHAUFFANT



**HEI-Standard 634 €**

### MAGNÉTIQUE NON CHAUFFANT



**HEI-Mix S 234 €**



**HEI-Mix L 561 €**

### ORBITAL / VA ET VIENT



**Rotamax 1074.60 €**

### ROTATIF



**Reax 1416.96 €**

### TYPE VORTEX



**MultiReax 1437.48 €**

### VIBRANT



**Vibramax 991.44 €**

PRIX HT