

PROMO



Grosseron
being a part of you

SECOMAM



Prim light & advanced



Uviline 9300 & 9600

SPECTROPHOTOMÈTRE

VISIBLE PRIM LIGHT ET ADVANCED

Spectrophotomètre visible 330 à 900nm, bande passante 8nm, affichage digital alphanumérique rétro-éclairé, source lumineuse précentrée, monochromateur à réseau protégé Jobin Yvon et sortie RS-232.

Livré avec une boîte de 100 cuves plastiques, un support de cuve 10mm et un adaptateur secteur. Compatible avec les principaux logiciels EXAO de l'enseignement.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	POINT DE CALIBRATION	CINÉTIQUE	MULTI LONGUEUR D'ONDE	SPECTRE	PRIX € HT
S226509	PRIM LIGHT	1	Non	Non	Non	2 030.00
S226510	PRIM ADVANCED	1 à 8	Oui	Oui	Oui	2 390.00

SPECTROPHOTOMÈTRE

UVILINE SÉRIE 9000

Spectrophotomètre très simple d'emploi grâce à un logiciel embarqué puissant fonctionnant dans un environnement Windows CE et un large écran couleur. Le compartiment de cuve est très accessible. Deux connectiques USB, bande passante de 4 nm, compensation automatique de la lumière ambiante, balayage spectral haute vitesse...

Les versions 9300 (visible) et 9600 (UV- visible) sont des modèles avec faisceau de référence.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	GAMME SPECTRALE	SOURCE	PRIX € HT
S106400	Uviline 9300	320 à 1100 nm	Halogène	3 130.00
S106401	Uviline 9600	190 à 1100 nm	Xénon	4 950.00

Offre promotionnelle
valable jusqu'au **30/11/2026**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON