



Grosseron
being a part of you

PROMO

heidolph
research made easy



AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT HEI-Tec HEIDOLPH

- Puissance de chauffe de 800 Watts
- Plaque chauffante résistante aux produits chimiques
- Coupure en cas de surchauffe
- Temps de chauffe réduit



La plaque chauffante **Kera-Disk** en aluminium offre des temps de **chauffe rapides** et le **revêtement en céramique** très fin rend la plaque **résistante aux produits chimiques et aux rayures** !

Un **bouton marche / arrêt** séparé pour le chauffage empêche une mise en route involontaire. Un voyant s'allume pour le **contrôle visuel** et l'indicateur clignotant **évite les brûlures accidentelles**.

La version **Hei-Tec** est le **modèle digital**.

Référence	Description	Prix
A046130	Agitateur Hei-Tec	604.34
6.256440	Agitateur Hei-Tec package avec sonde PT1000	706.84
6.256441	Agitateur Hei-Tec package avec sonde PT1000 et support de sonde	736.36

Offre spéciale valable jusqu'au 31 Juillet 2021



Grosseron
being a part of you

PROMO

heidolph
research made easy



485€HT

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT HEI-Standard HEIDOLPH

- Puissance de chauffe de 800 Watts
- Plaque chauffante résistante aux produits chimiques
- Coupure en cas de surchauffe
- Temps de chauffe réduit



REF : 9.720201

La plaque **chauffante Kera-Disk** en aluminium offre des temps de **chauffe rapides** et le **revêtement en céramique** très fin rend la plaque **résistante aux produits chimiques** et aux **rayures** !

Un **bouton marche / arrêt** séparé pour le chauffage empêche une mise en route involontaire. Un voyant s'allume pour le **contrôle visuel** et l'indicateur clignotant évite les **brûlures accidentelles**. La version **Hei-Standard** est le **modèle analogique**.



Plaque **Kera-Disk**
diamètre **145 mm**



Puissance de
chauffage : **800 W**



Vitesse d'agitation
100 à 1400 tr/min



Gamme de température
de la plaque : **20 à 300 °C**



Capacité d'agitation
20 litres



Charge admissible
25 Kg



Dimensions (LxPxH)
173x277x94 mm



Température échantillon
jusqu'à **250 °C**

Offre spéciale valable jusqu'au 31 Juillet 2021