



PIPETMAN Classic

- Performance légendaire
- Conçue pour durer
- Moins de contamination croisée

189.00€

PROMO

La gamme **PIPETMAN Classic**, norme mondiale en matière de pipetage, offre un vaste éventail de pipettes à déplacement d'air et à réglage continu qui conviennent pour les solutions aqueuses de viscosité et de densité modérée. La gamme **PIPETMAN Classic** comprend 8 modèles monocanaux couvrant une plage de volumes de 0.2 µl à 10 ml.

CARACTÉRISTIQUES :

Les modèles P2 et P10 ont un éjecteur à 2 positions permettant l'utilisation des cônes DIAMOND D10 (courts) et DL10 (longs).
Les P5000 et P10ml sont dotées de filtres qui prolongent la durée de vie du piston et préviennent des contaminations.
Modèles avec certificat d'étalonnage Gilson ou par un laboratoire accrédité selon ISO 8655 en option : nous consulter.

RÉFÉRENCE	MODELE	GAMME de VOLUME	CÔNE DIAMOND	CODE COULEUR VOLUME
0205806	P2	0,2 - 2 µl	D10 - DL10	
0204810	P10	1 - 10 µl	D10 - DL10	
0205801	P20	2 - 20 µl	D200	
0205802	P100	20 - 100 µl	D200	
0205803	P200	50 - 200 µl	D200	
0205804	P1000	200 - 1000 µl	D1000	
0205805	P5000	1000 - 5000 µl	D5000	
0205821	P10ML	1 - 10 ml	D10ML	



Intervention sur site, en atelier, à l'international ou à partir de nos agences en France.

☎ 02 40 92 07 09

➔ sav@grosseron.com

Maintenance préventive et curative - Métrologie - Formation - Garanties