

PROMO

SECOMAM



SPECTROPHOTOMETRE VISIBLE PRIM-LIGHT & PRIM-ADVANCED

SECOMAM

- Compact et léger
- Prise en main rapide et intuitive

Spectrophotomètre **visible 330 à 900nm**, bande passante 8nm, affichage digital alphanumérique rétro-éclairé, source lumineuse précentrée, monochromateur à réseau protégé Jobin Yvon et sortie RS-232.

Livré avec une boîte de 100 cuves plastiques, un support de cuve 10mm et un adaptateur secteur. Compatible avec les principaux logiciels EXAO de l'enseignement.

Expression du résultat : absorbance, transmission et concentration - Gamme de mesure : -0.3 à 2.5 (A) ; -0.3 à 200% (T) - Précision de mesure : +/-2% - Mémorisation : 50 méthodes - Zéro automatique

Référence	Modèle	Point de calibration	Cinétique	Multi longueur d'onde	Spectre	Prix € HT
S226509	Prim-Light	1	Non	Non	Non	1 610.00
S226510	Prim-Advanced	1 à 8	Oui	Oui	Oui	1 896.00

Offre spéciale valable jusqu'au 20 juin 2022

PROMO



SHIMADZU
Excellence in Science

SPECTROPHOTOMETRE UV-1280

- Utilisation aisée
- 190 à 1100nm
- Quantification - Spectre - Cinétique
- Multilongueur d'onde



-15%

Référence	Modèle	Prix € HT
S145913	Spectrophotomètre UV-1280	3 995.00

SPECTROPHOTOMETRE UV-1900i

-10%



- Compact
- 190 à 1100nm - Bande passante 1nm
- Double faisceau
- Écran tactile couleur

Référence	Modèle	Prix € HT
S145916	Spectrophotomètre UV-1900i	9327.60

Offres spéciales valables jusqu'au 31 juillet 2022