



Grosseron
being a part of you

PROMO

NEST®



-40%



TUBE À CENTRIFUGER 15 & 50 ML

- Stérilisation par e-beam certifiée
- DNase et RNase free, non pyrogène
- Tube en PP, bouchon en PE
- Fond conique
- Graduation noire, haute clarté
- Zone d'inscription blanche
- Vrac rangé ou portoir réutilisable
- Vendu par 500 unités

Référence	Qualité	Volume ml	Couleur	Max RCF g	Qté / sachet	Prix € HT les 500
0999098	Prémium*	15	Transparent	10 000	50 (rack)	55.74
0999099		15			50 (vrac)	44.32
0999100		50		12 000	25 (rack)	67.15
0999101		50			25 (vrac)	57.08
0999102	Standard	15		8 000	50 (rack)	39.97
0999103		15			50 (vrac)	37.11
0999104		50		10 000	25 (rack)	61.17
0999105		50			25 (vrac)	52.88
0999106**		50	12 000	25 (vrac)	61.17	
0999288		15		Ambré	50 (rack)	65.70
0999289	50	25 (rack)	88.63			

* Les tubes de qualité Premium sont certifiés FDA USP IV et permettent des centrifugations supérieures.

**Les tubes de référence 0999106 sont jupés pour une meilleure stabilité.

Promotion valable jusqu'au 31 décembre 2021 dans la limite des stocks disponibles