

PROMO




Grosseron
being a part of you



AGITATEUR MAGNÉTIQUE / CHAUFFANT

AGITATEUR MAGNÉTIQUE CHAUFFANT VELP PLAQUE RONDE ARE-5 ET AREX-5



- > Bon rapport qualité/prix
- > Fabrication UE
- > Capacité d'agitation 15L

La plaque supérieure en alliage d'aluminium de 155 mm de diamètre assure une grande homogénéité de température et un transfert de chaleur optimal sur toute la surface.

Deux voyants lumineux informent toujours l'opérateur lorsque le chauffage est en marche. De plus, l'icône reste allumée lorsque la température de la plaque est supérieure à 50°C même si l'instrument est éteint.

Les composants électroniques internes sont protégés par le disque isolant, qui, avec le robuste boîtier en aluminium moulé sous pression, permet à l'ARE 5 de résister aux environnements et applications de laboratoire les plus exigeants, comme lors du travail avec des fluides froids (inférieurs à 0 °C).

Référence	Désignation	Revêtement	Capacité d'agitation L	Repère	Prix € HT
A211162	Agitateur Chauffant ARE 5	Aluminium	15	A	345,89
A211163	Agitateur Chauffant AREX 5	Céramique	20	B	407,12
P211145	Package AREX 5 + Thermorégulateur VTF + tige	Céramique	20	C	666,00
A211164	Agitateur Chauffant AREX 5 Digital	Céramique	20	D	486,61
P211146	Package AREX 5 digital + sonde PT100	Céramique	20	E	546,77
P211147	Package AREX 5 digital + sonde PT100 + tige + noix	Céramique	20	F	602,63
P211148	Package AREX 5 digital + thermorégulateur VTF + tige + noix	Céramique	20	G	768,05


Offres promotionnelles valables jusqu'au **30/04/2025**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON

AGITATEUR MAGNÉTIQUE VELP



- > Bon rapport qualité/prix
- > Résistant aux produits agressifs
- > Compact
- > Fabrication UE

Agitateurs magnétiques VELP à vitesse variable, robustes et économiques. Ils sont la solution à vos agitations quotidiennes.

Le MST est un agitateur simple tout plastique avec structure ABS très résistant aux produits agressifs et très compact, il est la solution pour des agitations de volume inférieur à 5 L.

Le MST DIGITAL est la version avec affichage de la vitesse d'agitation et plusieurs fonctionnalités additionnelles comme une inversion automatique du sens d'agitation, une vitesse constante, et une minuterie 1 à 900 mn pour les opérations sans surveillance.


Les agitateurs MICROSTIRRER ont des boîtiers recouverts de peinture époxy pour une meilleure résistance chimique.

La gamme MSL a un plateau en acier inoxydable, contrôle digital de la vitesse, une inversion automatique du sens d'agitation, mode intermittent, une minuterie 1mn à 99h59 mn pour les opérations sans surveillance et la fonction Lock (empêche les changements non intentionnels).

L'agitateur ESP est un modèle unique tout plastique sans moteur, fonctionnant par champ magnétique, sans entretien, il est la réponse au travail intensif.

Référence	Modèle	Vitesse (tr/min)	Volume max (L)	Dimension (lxhxp)	Poids (kg)	Repère	Prix € HT
A211135	MST	0-1100	5	120x50x145	0.4	A	84,50
A211136	MST DIGITAL	0-1500	5	120x50x145	0.6	B	168,65
A211118	MICROSTIRRER	0-1100	5	120x48x128	0.55	C	118,16
A211117	ESP	0-1100	5	160x33x230	0.9	D	213,77
A211151	MSL 8 Digital	40-1500	8	168x60x183	0.95	E	268,55
A211152	MSL 25 Digital	40-1500	25	253x71x269	1.8	F	612,29
A211153	MSL 50 Digital	20-1000	50	354x77x369	4	G	1653,19

AGITATEUR MAGNÉTIQUE MULTIPOSTE VELP MULTISTIRRER



- > Bon rapport qualité/prix
- > Compact
- > Fabrication UE
- > Existe en modèle digital

Les agitateurs MULTISTIRRER sont des agitateurs multipostes permettant d'agiter différents contenants à même vitesse entre 80 et 1500 tr/min.

Les agitateurs MULTISTIRRER DIGITAL ont un affichage digital.

Ils peuvent être utilisés sous un bain thermostaté adapté. Les MULTISTIRRER 6 et MULTISTIRRER DIGITAL 6 permettent l'agitation de 6 récipients de diamètre maximum 85 mm et de 400ml de contenance. Les MULTISTIRRER 15 et MULTISTIRRER DIGITAL 15 permettent l'agitation de 15 récipients de diamètre maximum 64 mm et de 250ml de contenance.

Modèle	MULTISTIRRER 6	MULTISTIRRER 15
Vitesse (tr/min)	80-1500	80-1500
Volume max (L)	6x0.4	15x0.25
Dimension (lxhxp)	230x51.5x370	230x51.5x370
Poids (kg)	1.75	2.1
Multistirrer 1	A211122	A211121
Prix € HT	742,00	995,00
Multistirrer Digital 2	A211137	A211138
Prix € HT	799,00	1050,00