

PROMO



Grosseron
being a part of you



N 820G



N 840G



SC 920 G

POMPE À MEMBRANE POUR LA CHIMIE

Pompe à vide à membrane, sans huile, résistante aux produits chimiques, compacte, avec système de contrôle manuel de la vitesse pour ajuster la capacité de la pompe à votre application spécifique. Elle est équipée d'un lest d'air, de têtes en PTFE / TFM, de membranes revêtues PTFE, et de clapets en FFPM. Convient pour une vaste gamme d'applications de laboratoire, notamment pour des gaz et vapeurs extrêmement agressifs / corrosifs.

RÉFÉRENCE	TYPE	DÉBIT À LA PRESSION ATMOSPH. L/MN	VIDE LIMITE MBAR	PRIX € HT
P065060	N 820G	20 l/min	6 mbar	1 490
P065061	N 840G	34 l/min	6 mbar	1 650

GROUPE DE POMPAGE À RÉGULATION DE VIDE INTELLIGENTE

Système de vide adaptatif compact et portable avec pompe à membrane résistant aux produits chimiques, séparateur, condenseur et contrôleur de vide. Idéal pour l'évaporation rotative et d'autres applications où le contrôle du niveau de vide est important.

RÉFÉRENCE	TYPE	DÉBIT À LA PRESSION ATMOSPH. L/MN	DIMENSION	VIDE LIMITE MBAR	POIDS EN KG	PRIX € HT
P065059	SC 920 G	21 l/min	366X294X423	2 mbar	15.2 KG	4 190

**Offre promotionnelle
valable jusqu'au 31/12/2023**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON