

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you

Sense
Anywhere



CENTRALE DE SURVEILLANCE ENREGISTREURS SANS FIL AIROSENSOR SENSE ANYWHERE

- Présence d'un QR Code sur chaque enregistreur pour un accès rapide au Cloud
- Mise en place en moins de 10 minutes
- 1 point de mesure toutes les 5 minutes

Différentes mesures possibles en fonction de l'enregistreur :

Mesure de **température** (-30 +70 °c), d'**humidité**(0-100%), de **CO2** (0-5000 ppm) et **accéléromètre**



Ne nécessite ni **câble**, ni **logiciel**.



L'**alarme** se déclenche dès la détection d'un incident.



Accessibilité par tous vos **appareils connectés**.



Stockage de données : **archivage** pendant **5 ans**.



Ne nécessite **pas de sauvegarde**



Ne nécessite **pas de maintenance**



- Facile d'installation : Pas d'intervention du service informatique

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	GAMME DE MESURE	PRÉCISION
S146205	Sonde PT 100	-200 à +200°c	0.15°c + 0.002 x valeur mesurée