

INFO PRODUIT



SPECTROMÈTRE NIR TANGO PROCHE INFRA-ROUGE BRUKER

- Rapidité de mesure
- Logiciel intuitif
- Manipulation simple de l'échantillon
- Quantification de matière grasse : dosage protéine, mesure humidité, dosage fibres, cendres et amidon.

TANGO allie le **design industriel** avec la **technologie moderne** et la **manipulation intuitive**.

Il en résulte des mesures d'une **précision extraordinaire** et une très grande **stabilité**.



L'échantillon est directement déposé dans la coupelle puis positionné sur la cellule de mesure du spectromètre.



Pour sélectionner le produit, appuyer sur l'icône du produit respectif ou en utilisant le lecteur de code-barres.



Une simple pression sur l'écran démarre la mesure.



La progression est affichée par la barre d'état verte. Après environ 15 à 30 secondes, la mesure est terminée.



La vue des résultats en tant que valeur réelle/théorique montre la qualité du produit analysé immédiatement.



Une dernière pression sur un bouton : Le résultat enregistré peut être exporté via USB.



Boîtier **robuste**



Aucun **réactif**, aucun **agent chimique**
aucune **préparation d'échantillons**



Haute **précision**