

INFO PRODUIT



Grosseron
being a part of you

Vision
ENGINEERING



VIDEO 3D - DRV VISION ENGINEERING

- Ergonomie optimisée
- Vision digitale stéréo 3D
- Résolution haute définition
- Coordination main - oeil parfaite
- Image 4 millions de pixels

Créé pour inspection et retouche, **DRV (Deep Reality Viewer)** offre les avantages d'un **stéréomicroscope** et de la **technologie numérique** en un seul système et **sans lunettes 3D**. Le **DRV-Z1** améliore le **confort** et la **productivité**.



Rapport de **zoom 10:1**
Grossissement **6x à 186x**



Design moderne



Ergonomie

Grand écran, liberté de mouvement,
pas besoin de lunettes spéciales.



Vision 3D - Stéréo full HD



Technologie **unique**

Version Mars 2021