

# INFO PRODUIT



Grosseron  
being a part of you

# 3M



## FLACON DE DILUTION FLIP-TOP

### “ En recherche de plus de sécurité ?

- Ouverture coup de pouce
- Radiostérilisés
- Flacon sans verre (sécurité de la personne)
- Existent en format tubes et sous forme de poches individuelles 225 ml EPT ISO



Flacon de dilution 3M™ en plastique avec un **couvrecle à clip** et fermeture hermétique pour une **expédition et une manipulation sécurisée (sans verre)**.

**Diluants** adaptés pour le dénombrement des micro-organismes dans les aliments, les boissons et les échantillons environnementaux. La solution est **décontaminée par irradiation gamma** pour une **longue durée de conservation**.

Flacon disponible en volume de **90 - 99 ml**.

- 1 Bouchon à clip avec dispositif **anti-goutte intégré**.
- 2 La grande bride du capuchon **facilite l'ouverture et la fermeture**.
- 3 L'**ouverture de 32 mm** offre de la place pour les pipettes et **minimise le déversement**.
- 4 **Scellé anti-fuite** avec bande d'inviolabilité éliminant l'emballage sous film rétractable.
- 5 **Étiquette facile** à lire pour identifier les échantillons.
- 6 Le flacon plastique assure une **bonne visibilité** et n'occasionne **ni casse ni coupure**.



Version Décembre 2020