

PROMO

memmert



Grosseron
being a part of you



ENCEINTE CLIMATIQUE ICH

- Test de stabilité ICH/Q1A
- Test de photostabilité pour version L ICH/Q1B
- Régulation programmable TwinDISPLAY

*Rapport
Qualité / Prix*

Les enceintes d'essais de stabilité, réfrigérées par groupe compresseur, Memmert se caractérisent par l'homogénéité de leur température et de l'humidité pour des essais longue durée en conditions stables. L'enceinte climatique ICH est tout spécialement destinée aux essais de produits pharmaceutiques en conformité avec les normes ICH, Q1A, et Q1B, option 2, ou similaires pour les essais de stabilité de produits cosmétiques et alimentaires.

Pas de givrage, pas de dessèchement du caisson de travail. Le groupe froid et le chauffage des appareils ICH se trouvent à l'extérieur, dans le système de jaquette de thermostatisation qui enveloppe tout le caisson et qui assure une thermostatisation à la fois rapide et précise. De plus, le brassage interne motorisé pour l'air pulsé, réglable par pas de 10 %, garantit une répartition particulièrement homogène des températures.

RÉFÉRENCE	MODÈLE	VOLUME V	DIMENSIONS INT. LXHXP MM	DIMENSIONS EX- TERNES LXHXP MM	CLAYETTES STAND/ MAX.	PRIX € HT
E227955	110	108	560 x 480 x 400	745 x 1233 x 585	2/5	7 575.08
E227956	260	256	640 x 800 x 500	824 x 1552 x 685	2/9	11 395.34
E227957	750	749	1040 x 1200 x 600	1224 x 1950 x 785	2/14	15 561.71

**Offre promotionnelle
valable jusqu'au 31/12/2023**

➔ grosseron.com

☎ +33 (0)2 40 92 07 09

📍 4 rue des entrepreneurs
44220 COUERON