

# PROMO



# Grosseron

being a part of you



## THERMOMÈTRE 110 APP

- Sonde CTN et Pt100
- Connexion Bluetooth à l'application Testo Smart
- Certifié selon EN13485
- Sonde connectique USB C

Rapport  
Qualité / Prix

Le **thermomètre compact testo 110** montre ses atouts partout où il faut mesurer des températures particulièrement basses ou **déterminer des températures avec grande précision.**

Grâce à sa conformité à HACCP et à sa comptabilité avec **les sondes CTN et PT100** (sondes disponibles en option), le testo 110 convient de manière optimale aux mesures de température, notamment dans le secteur agroalimentaire ou dans les laboratoires.

### Caractéristiques

**Dimensions :** 135 x 60 x 28 mm

**Poids :** 187g

**Alimentation :** pile 3x AA

**Autonomie :** 100h

**Indice de protection :** IP40 (Avec étui de protection IP65)

**Température sonde Pt100 :** -200°C à +800°C  
(précision/résolutions selon la sonde utilisé)

**Température sonde CTN :** -50°C à +150°C  
(+/-0.2°C de -20.0 à +80.0°C) (+/-0.3°C sur le reste de la gamme) - Résolution 0.1°C

RÉFÉRENCE	MODÈLE	PRIX € HT
T230956	Thermomètre Testo 110 App	122,89
E230939	Etui de protection TOP SAFE avec aimants de fixation et pied - IP65	36.04
I230905	Imprimante Testo Bluetooth	248.56

Offre promotionnelle  
valable jusqu'au **31/12/2024**

Découvrez les sondes

# PROMO



# Grosseron

being a part of you



## LES SONDES 110 APP

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSION SONDE (Ø X LONGUEUR)	ETENDUE DE MESURE	REPÈRE	PRIX € HT
<b>S230976</b>	Sonde Pt100 immersion/ pénétration précis - 0618 0275	4 x 295 mm	-80 à +300°C	A	<b>536.84</b>
<b>S230977</b>	Sonde Pt100 immersion/ pénétration - 0618 0073	3 x 200 mm	-100 à +400°C	B	<b>269.81</b>
<b>S230978</b>	Sonde Pt100 gaine en verre pour milieux corrosif - 0618 7072	6 x 200 mm	-50 à +400°C	C	<b>269.81</b>
<b>S230979</b>	Sonde Pt100 d'ambiance - 06180072	4 x 200 mm	-100 à +400°C	D	<b>269.81</b>
<b>S230980</b>	Sonde flexible Pt100 immersion/ambiance - 0618 0071	4 x câble 1m	-100 à +260°C	E	<b>564,56</b>
<b>S230981</b>	Sonde CTN pour tuyau - 0615 5605	diamètre de 5 à 65mm	-50 à +120°C	F	<b>181.10</b>
<b>S230982</b>	Sonde CTN avec fixation velcro - 0615 4611	diamètre jusqu'à 75mm	-50 à +70°C	G	<b>91.48</b>
<b>S230983</b>	Sonde CTN immersion/ pénétration - 0615 1212	5 x 115mm - pointe 4 x 50mm	-50 à +150 °C	H	<b>73.00</b>
<b>S230984</b>	Sonde CTN d'ambiance - 0615 1712	5 x 115mm - pointe 4 x 50mm	-50 à +125 °C	I	<b>74,84</b>
<b>S230985</b>	Sonde CTN fixation à pince - 0615 5505		-40 à 125 °C	J	<b>49.90</b>

**Offre promotionnelle  
valable jusqu'au 31/12/2024**

[grosseron.com](http://grosseron.com)

+33 (0)2 40 92 07 09

4 rue des entrepreneurs  
44220 COUERON