



PROMOTION
FIN 2024

grosseron.com/nos-promotions

LE
CONSOMMABLE



JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2024

BAC PLAT PEHD DE 2 À 10 LITRES BLANC GILAC



- > Emboitable à vide
- > Gerbable avec couvercle

Légers, résistants et souples, les bacs supportent la surgélation et vous apportent une solution durable.

PEHD -40° +90°C, contact alimentaire
Blanc

Référence	Volume L	Dimensions ext. LxIxH mm	Poids Kg	Prix €HT
0409157	2L	300 x 200 x 63	0.19	3,09
0409158	3L	350 x 235 x 70	0.26	4,61
0409159	5L	437 x 285 x 75	0.46	6,94
0409160	8L	485 x 335 x 75	0.64	9,33
0409161	10L	540 x 385 x 80	0.83	11,64

BAC RECTANGULAIRE GRAND VOLUME GILAC



- > Très grande résistance mécanique
- > Polyvalent et emboitable
- > Facile à nettoyer

Bac en Polyéthylène haute densité offrant une grande résistance aux chocs. Epaisseur des parois pour un produit durable et sans déformation. Zone de rétention limitée, rebords permettant une prise en main facile.

Couleur : blanc
PEHD Contact Alimentaire
Température : -40°C à +90°C
Le litrage indiqué correspond au bac rempli à raz bord
Vendu sans chariot

Référence	Volume L	Dimensions LxIxH mm	Poids kg	Prix €HT
0409118	100	690 x 535 x 480	6.3	278,83
0409119	170	825 x 625 x 515	10.4	358,39
0409120	220	900 x 700 x 535	11.7	393,63
0409121	310	1040 x 800 x 610	17.4	539,19
0409122	500	1200 x 800 x 860	22.0	857,26

BAC RECTANGULAIRE HACCP GILAC



- > PEHD contact alimentaire résistant de -40°c à +90°C
- > Bac polyvalent
- > Lavable en machine

Idéal pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées. Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks. Design ne présentant aucune zone de rétention. Poignées en retrait pour une meilleure manipulation. Empilable sans couvercle.

Vendu avec couvercle
Compatible avec les socles 4 et 6 roues GILAC

Couleur					
Bac 400x300x180 - 12L - 1.15 kg	0409001	0409002	0409003	0409004	0409005
Prix €HT	28,82	28,82	28,82	28,82	28,82
Bac 400x300x235 - 15L - 1.51 kg	0409006	0409007	0409008	0409009	0409010
Prix €HT	34,61	34,61	34,61	34,61	34,61
Bac 600x400x190 - 25L - 2.20 kg	0409011	0409012	0409013	0409014	0409015
Prix €HT	55,01	55,01	55,01	55,01	55,01
Bac 600x400x230 - 35L - 2.46 kg	0409016	0409017	0409018	0409019	0409020
Prix €HT	56,46	56,46	56,46	56,46	56,46
Bac 600x400x330 - 55L - 3.05 kg	0409021	0409022	0409023	0409024	0409025
Prix €HT	74,56	74,56	74,56	74,56	74,56

BAC RECTANGULAIRE PEBD RENFORCÉ GILAC



- > PEBD contact alimentaire
- > Très bonne résistance mécanique
- > Emboîtable

Bac en Polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs.

Coloris blanc
Sans couvercle
Température : -15°C à + 60°C

Référence	Capacité L	Dimensions LxIxH mm	Poids kg	Prix €HT
0110021	10	365 x 310 x 160	0.70	22,61
0109421	19	450 x 370 x 170	1.70	30,18
0113721	30	540 x 440 x 200	1.67	46,03
0155021	45	550 x 445 x 305	2.64	55,02
0155821	55	555 x430 x 380	3.00	58,12

BAC AJOURÉ PEHD GILAC PINK



Conçus pour le stockage d'aliments délicats, ces bacs peuvent également servir de paniers de rangement ou d'égouttoirs. Très pratiques aussi pour le rangement de la vaisselle ou d'échantillons.

Pour chaque bac rose acheté, 5€reversés à Think Pink.

Référence	Voulme L	Dimensions LxIxH mm	Couleur	Prix €HT
0409324	37	600 x 400 x 197		22,80

STYLO DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable : 1mm
- > 9 couleurs de stylo
- > 4 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Température d'utilisation : 0°C / +30°C

Exemple d'utilisation :
- Environnement standard

Conditionnement : 50 crayons

Stylo									
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1 2600557	2600773	2600749	2600753	2600757	2600761	2602102	2600765	2600769
Prix €HT	47,56	68,85	68,85	63,17	66,67	66,67	63,17	66,67	66,67
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Noir	1 2600556	2600772	2600748	2600752	2600756	2600760	2602103	2600764	2600768
Prix €HT	48,05	46,67	63,17	66,67	66,67	66,67	63,17	66,67	66,67
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Rouge	1 2600560	2600774	2600750	2600754	2600758	2600762	2602104	2600766	2600770
Prix €HT	63,48	66,67	66,67	61,04	61,04	61,04	61,04	66,67	66,67
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Vert	1 2600561	2600775	2600751	2600755	2600759	2600763	2602105	2600767	2600771
Prix €HT	66,67	66,67	61,04	66,67	61,04	61,04	61,04	61,04	61,04
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2 2600501	2600573	2600505	2600509	2600513	2600517	2600565	2600569	2600745
Prix €HT	47,56	68,85	68,85	68,85	66,67	63,17	66,67	63,17	66,67
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2 2600500	2600572	2600504	2600508	2600512	2600516	2600564	2600568	2600744
Prix €HT	47,56	47,91	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67

STYLO DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT STANDARD (SUITE)

Stylo										
STYLO A CLIP _ Encre Rouge	2	2600502	2600574	2600506	2600510	2600514	2600518	2600566	2600570	2600746
Prix €HT		66,67	66,67	46,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	61,04
STYLO A CLIP _ Encre Vert	2	2600503	2600575	2600507	2600511	2600515	2600519	2600567	2600571	2600747
Prix €HT		66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	61,04	61,04	61,04	66,67
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2600559	2600801	2600777	2600781	2600785	2600789	2602106	2600793	2600797
Prix €HT		74,16	66,67	68,85	68,85	66,67	66,67	66,67	68,85	68,85
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2600558	2600800	2600776	2600780	2600784	2600788	2602107	2600792	2600796
Prix €HT		68,50	63,17	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
STYLO A OEILLET _ Encre Rouge	3	2600562	2600802	2600778	2600782	2600786	2600790	2602108	2600794	2600798
Prix €HT		66,67	66,67	69,56	61,04	61,04	61,04	66,67	61,04	66,67
STYLO A OEILLET _ Encre Vert	3	2600563	2600803	2600779	2600783	2600787	2600791	2602109	2600795	2600799
Prix €HT		66,67	61,04	61,04	69,56	61,04	61,04	61,04	61,04	61,04

MARQUEUR PERMANENT DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Encre permanente
- > Mine rétractable ou fixe
- > 4 couleurs d'encre

Conditionnement :
- 10 marqueurs
- 1 lot de 4 marqueurs (bleu, noir, rouge et vert)

Encre									lot 4 couleurs	lot 4 couleurs
Pointe	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate
Rétractable 	2600023	2600028	2600022	2600027	2600024	2600029	2600025	2600030	2600026	2600031
Prix €HT	23,85	23,85	23,85	23,85	23,99	24,08	23,85	23,99	10,41	10,41
Avec bouchon 	2600033	2600038	2600032	2600037	2600034	2600039	2600035	2600040	2600036	2600041
Prix €HT	15,19	15,33	15,19	15,19	14,08	15,25	15,25	14,08	7,74	10,36

SURLIGNEUR FLUORESCENT DÉTECTABLE




- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal

Surligneur fluorescent non toxique approprié pour les papiers/copies/fax. Adaptés pour une utilisation dans tous les environnements d'applications alimentaires.

Référence	Encre	Conditionnement	Prix €HT
2600810		5	9,30
2600811		5	9,33
2600812		5	9,33
2600813		5	10,15
2600814		5	9,33

MARQUEUR BLEU ALIMENTAIRE DÉTECTABLE RÉTRACTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Encre homologuée contact alimentaire

Marqueur robuste spécialement adapté au marquage alimentaire.

Encre			
Conditionnement	10	10	10
Spécial viande	2601565		
Prix €HT	28,04		
Alimentaire	2601567	2601569	2601568
Prix €HT	25,84	27,97	27,97

MARQUEUR DÉTECTABLE POUR TABLEAU BLANC



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Encre effaçable sur tableau blanc
- > Mine rétractable ou fixe
- > 4 couleurs d'encre

Conditionnement :
- 10 marqueurs
- 1 lot de 4 marqueurs (bleu, noir, rouge et vert)

Encre									lot 4 couleurs	lot 4 couleurs
Pointe	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate	Ronde	Plate
Rétractable 1	2600043	2600048	2600042	2600047	2600044	2600049	2600045	2600050		2600051
Prix €HT	22,00	23,85	22,02	23,85	22,00	23,85	23,85	23,85		10,41
Avec bouchon 2	2600053	2600057	2600052	2600058	2600054	2600059	2600055	2600060	2600056	2600061
Prix €HT	15,19	15,19	14,08	15,19	14,05	15,25	14,05	15,25	7,13	7,74

STYLO ÉLÉPHANT DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID, HUMIDE ET GRAS



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Mine rétractable : 1.2mm
- > 9 couleurs de stylo
- > 2 couleurs d'encre
- > Plusieurs versions : sans attache, avec attache à clip, avec attache à œillet

Pour chaque lot de stylos roses (ref. 2601831) acheté, 5€ reversés à Think Pink.

STYLO ÉLÉPHANT DÉTECTABLE POUR ENVIRONNEMENT FROID, HUMIDE ET GRAS (SUITE)

Température d'utilisation : -15°C / +60°C

- Exemple d'utilisation :
- Congélateurs/entrepôts frigorifiques
 - Zones humides
 - Surfaces poudreuses
 - Surfaces grasses
 - Sous l'eau

Conditionnement : 50 crayons

Stylo										
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Bleu	1	2601808	2601811	2601814	2601817	2601820	2601823	2601826	2601829	2601832
Prix €HT		113,92	113,57	101,11	110,41	101,11	101,11	113,57	110,41	105,05
STYLO SANS ATTACHE _ Encre Noir	1	2601835	2601838	2601841	2601844	2601847	2601850	2601853	2601856	2601859
Prix €HT		114,28	110,41	105,05	101,11	105,05	107,89	110,41	101,11	101,11
STYLO A CLIP _ Encre Bleu	2	2601807	2601810	2601813	2601816	2601819	2601822	2601825	2601828	2601831
Prix €HT		79,79	113,57	105,15	114,09	114,09	105,05	110,41	110,41	125,00
STYLO A CLIP _ Encre Noir	2	2601834	2601837	2601840	2601843	2601846	2601849	2601852	2601855	2601858
Prix €HT		113,98	105,05	110,41	110,41	110,41	105,05	110,41	114,28	104,16
STYLO A OEILLET _ Encre Bleu	3	2601809	2601812	2601815	2601818	2601821	2601824	2601827	2601830	2601833
Prix €HT		114,28	105,05	110,41	110,41	101,11	101,11	101,11	101,11	101,11
STYLO A OEILLET _ Encre Noir	3	2601836	2601839	2601842	2601845	2601848	2601851	2601854	2601857	2601860
Prix €HT		114,28	110,41	110,41	110,41	105,05	101,11	110,41	110,41	105,05

CACHE BARBE DÉTECTABLE TISSÉ



- > Complètement détectable au détecteur de métaux
- > Couleur bleue
- > Maille très fine

Référence	Conditionnement	Prix €HT
2600493	25	9,98

LUNETTES DE SÉCURITÉ DÉTECTABLES



- > Détectable aux rayons X
- > Polycarbonate
- > Revêtement antibuée
- > Couleur Bleue

Les sur lunettes s'adaptent sur les lunettes de vue jusqu'à 144mm de large
Poids sur-lunettes : 28g
Poids lunettes : 18g

Référence	Désignation	Conditionnement	Repère	Prix €HT
2602023	Lunettes	1	A	6,15
2602024	Surlunettes	1	B	7,71

PAIRE DE CISEAUX DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Référence	Désignation	Prix € HT
2600070	Paire de ciseaux détectable classique	11,19

CHRONOMÈTRE DÉTECTABLE



- > Détectable au détecteur de métal
- > Couleur bleue

Dimensions : 7,5 x 5 cm

Référence	Désignation	Prix € HT
2600065	Chronomètre minuteur détectable	17,69

GRATTOIR À MAIN DÉTECTABLE AVEC CODE COULEUR



- > Détectable au détecteur de métal
- > Homologué contact alimentaire
- > 8 couleurs

Couleur								
Largeur de lame : 76 mm	2600306	2600307	2600308	2600309	2600310	2600951	2600952	2600953
Prix € HT	2,33	2,56	2,53	2,53	2,33	2,51	2,51	2,46
Largeur de lame : 110 mm	2600311	2600312	2600313	2600314	2600315	2600954	2600955	2600956
Prix € HT	3,45	3,33	3,18	3,18	3,18	3,33	3,18	3,33

DISTRIBUTEUR SOCOREX CALIBREX™ ORGANO 525 / SOLUTAE 530



- > Dosage de 0.1 à 100 ml
- > Circuit du liquide bien visible
- > Etalonnage aisé avec clé intégrée
- > Autoclavable à 121°C sans démontage
- > Avec ou sans robinet

Les dispensers sont utilisés pour la distribution d'un large éventail de produits chimiques.

Calibrex™ Organo 525 :
Piston en verre rodé ou céramique en fonction des volumes, idéal pour solvants organiques et solutions non cristallisantes d'acides et de bases.

Calibrex™ Solutae 530 :
Piston céramique ou verre en fonction des volumes enrobé de PFA, qui évite la cristallisation de solutions salines, d'acides forts ou faibles, ainsi que de bases.

Livré avec embase diamètre 45 mm et 3 raccords selon les volumes (entre 25 et 40 mm) - Bec verseur 90/120 mm - Tuyau d'aspiration 300/350 mm - Fourni avec certificat d'étalonnage.

DISTRIBUTEUR SOCOREX CALIBREX™ ORGANO 525 / SOLUTAE 530 (SUITE)

Capacité ml		0.1 - 1	0.25 - 2.5	0.5 - 5	1 - 10	2.5 - 25	5 - 50	10 - 100
Division ml		0.02	0.05	0.1	0.2	0.5	1.0	1.0
Justesse vol.inter. %		< ± 1.8	< ± 1.6	< ± 1.3	< ± 1.2	< ± 1.1	< ± 1.1	< ± 1.1
Précision vol.inter.%		< 0.7	< 0.55	< 0.35	< 0.35	< 0.35	< 0.35	< 0.35
Calibrex Organo 525	1	6.281538	6.270246	6.270247	6.270248	9.411562	9.411563	9.411564
Prix €HT		268,28	268,28	268,28	268,28	343,34	377,45	433,93
Calibrex Solutae 530	2	6.281543	6.281544	6.281545	6.281546	9.411565	9.411566	6.258446
Prix €HT		268,28	268,28	268,28	268,28	343,34	377,45	433,93
Calibrex Organo 525 avec robinet	3	6.281539	6.281540	6.281541	6.281542	6.261218	6.261219	6.261220
Prix €HT		367,30	367,30	367,30	367,30	456,39	496,64	564,30
Calibrex Solutae 530 avec robinet	4	6.281547	6.281548	6.281549	6.281550	6.261221	6.261222	6.261223
Prix €HT		367,30	367,30	367,30	367,30	456,39	496,64	564,30

DÉMINÉRALISATEUR À RÉSINES PERDUES ASD DISTIPLUS DS450



- > Appareil mural avec conductimètre
 - > Débit : 50 l/h
- Autonomie pour un seuil à 20µS/cm :
Eau brute à 300µS/cm : capacité de 450 litres d'eau déminéralisée.
- Le DISTIPLUS est un appareil fonctionnant sans pression et à flux d'eau libre
- Alimentation : 220 V
Dimensions appareil complet 600 x 100 mm
Dimensions cartouche 435 x 100
Profondeur 115 mm
Poids 3 kg

Référence	Désignation	Prix €HT
D004304	Déminéralisateur Distiplus DS450 complet avec cartouche et conductimètre	393,98
0010427	Cartouche de recharge DS450	64,44

COLONNE ÉCHANGEUSE D'IONS MAXY



- > Économique
 - > Sans électricité
 - > Modulaire
- Les stations et colonnes de purification d'eau Maxy sont simples d'utilisation et sont adaptées à un large ensemble d'application de part leur diversité. Un système d'indicateur coloré (changement de couleur) permet de déterminer le degré de saturation des colonnes. Les supports de cartouches (à ajouter en sus) disponibles permettent de soit fixer une colonne unique (fixations murales ST ou SI) soit de réaliser un montage multiple et donc modulaire (fixation murale SI associée à fixation SU).
- Applications typiques avec cartouches U2, UMAX et MODEM 1000 : eau pour rinçage de circuits imprimés, alimentation de circuits de climatisation et de chaudières, batterie...
- Applications typiques avec cartouches R2, RMAX et PUROKIT : eau pure et ultra-pure pour la recherche, le secteur médicale ou pharmaceutique...

Référence	Désignation	Débit L/h	Pression maximum bar	Conductivité µS/cm	Capacité L à 20°FH	Repère photo	Prix €HT
C087902	Colonne charbon actif pour absorption des substances organiques ORC	60	3		1800	A	87,48
E087900	Colonne échangeuse d'ions Universelle U2	20	3	+/- 10	220	B	80,00
E087901	Colonne échangeuse d'ions Recherche R2	20	3	0.3 à 2	180	C	98,42

COLONNE ÉCHANGEUSE D'IONS MAXY (SUITE)

Référence	Désignation	Débit L/h	Pression maximum bar	Conductivité µS/cm	Capacité L à 20°FH	Repère photo	Prix € HT
E087902	Colonne échangeuse d'ions abaissement TOC (à utiliser après 2x E087901)	30	3	0.3 à 2	180		115,35
E087903	Echangeur d'ions MICRON M2 (à utiliser entre E087901 et F087900) pour rétention minéraux dissous et particules submicroniques	20	3	0.3 à 2	1080		146,11
S087900	Station de production d'eau déminéralisée UMAX	80	3	+/- 10	360	D	234,23
S087901	Station de production d'eau déminéralisée RMAX	80	2.5	<2	280		251,16
S087905	Station de production d'eau déminéralisée MODEM1000	60	3	+/- 10	1000		847,02
K087900	Kit station portable production eau ultra-pure PUROKIT	30	3	<1	400	E	1225,10

EPONGE AVEC TRYPTONE SEL POUR SALMONELLE



- > Conçue pour le prélèvement de salmonelle sur carcasse
- > Zone d'impression sur le sac
- > Avec ou sans manche
- > Eponge synthétique

Sac déchirable. Le prédécoupage du sac permet une ouverture facile sans outil. Le manche est conçu pour permettre une éjection de l'éponge seule sans contact manuel.

Pour ces produits, nous travaillons par commande sur abonnement annuel, délai 1^{ere} livraison 3 mois

Dimensions éponge lxL : 45 x 85 mm
Dimensions sac : 180 x 305 mm

Référence	Manche	Couleur manche	Gants	Couleur impression	Milieu (6.5ml)	Conditionnement	Prix € HT
1201010	Non	-	Non		Tryptone sel	100	343,64
1201011	Non	-	Oui		Tryptone sel	100	450,21
1203010	Oui		Non		Tryptone sel	100	431,46

POMPE À LIQUIDE ALLIGATOR 200 ROCKER



- > Conforme à la réglementation ISO 8199
- > Certification CE
- > Protection IP 64

La pompe Alligator 200 transfère le liquide filtré directement dans l'évier et simplifie le processus de filtration.

Vide max : 313 mbar - Débit liquide max : 4.5 L/min - Moteur 60 W - Bruit: 60 dB - Sécurité : protection thermal - Poids : 2.4 kg - Dimensions : 23.5 x 19 x 20.2 cm - Diamètre du tuyau pour la pompe Alligator 200 : 8 mm

Référence	Désignation	Prix € HT
R147010	Pompe à liquide Alligator 200	1200,90

RAMPE MULTIVAC ROCKER



- > **Acier Inox SS316**
 - > **Autoclavable**
- Rampe multipostes compatibles avec les entonnoirs en acier inoxydable Multivac 100 et 500 ml, sans adaptateur et avec la plupart des entonnoirs du marché en ajoutant un adaptateur.
 Assemblage, démontage et système de raccord rapide.
 Valve de contrôle individuel pour chaque poste.

Corps en Acier inox 316 - Poignées Aluminium - Diamètre filtre 47 mm
 Livraison avec fritté de diamètre 47mm
 Dimensions rampe 3 postes : 48 x 13 x 11 cm - rampe 6 postes : 85 x 13 x 11 cm
 Diamètre tuyau de sortie: 8 mm

Référence	Nombre de postes	Prix €HT
R147003	3	1374,08
R147004	6	2364,89


Entonnoir en acier Inox Multivac et Watervac Rocker



Entonnoirs acier Inox 316 adaptable sur les rampes Multivac 300 et 600 sans adaptateur

Référence	Capacité ml	Prix €HT
R147005	100	167,50
R147006	500	349,20

CUILLÈRE, COUTEAU, FOURCHETTE À USAGE UNIQUE GROSSERON COLLECTION



- > **Prélèvement aseptique d'échantillons liquides ou solides**
 - > **Polystyrène choc bleu, très épais**
- Prélèvement aseptique d'échantillons liquides ou solides, pour les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, bactériologiques, d'analyses des sols... Sachet unitaire stérile ouverture facile et étanche (sans micro perforation). Numéro de lot et DLU sur chaque sachet unitaire. Couteau et fourchette multifonctions pour faciliter les prélèvements. Le bleu est facilement repérable dans toute situation de production puisqu'il ne fait pas partie du cercle chromatographique alimentaire.

Alimentarité : matière conforme au règlement n°1935/2004 - Stérilisé par ionisation à 25 kGy avec indication de traçabilité

Référence	Modèle	Couleur	Longueur mm	Volume ml	Conditionnement	Repère	Prix €HT
GRS1707	Petite cuillère	■	123	2	1400	A	298,15
GRS1708	Grande cuillère	■	152	8	1500	B	331,64
GRS1708PK	Grande cuillère	■	152	8	1500	B	289,00
GRS1710	Fourchette multifonctions	■	160	-	1400	C	349,88
GRS1711	Couteau scalpel multifonctions	■	175	-	1000	D	260,21
GRS1712	Grande cuillère multifonctions	■	160	-	1000	E	271,28

ENSEMENCEUR À USAGE UNIQUE GROSSERON COLLECTION



- > Polystyrène
- > Stérile

Stérile sous sachet papier-plastique soudé
Longueur 226 mm

Sachet	unitaire	unitaire	unitaire	20	20	20
Couleur						
Conditionnement	500	500	500	1000	1500	1500
Ose 1µL	GR40101				GR40120	
Prix €HT	23,33				31,36	
Ose 10µL		GR40110				GR41020
Prix €HT		23,34				31,36
Aiguille			GR40111	GR42011		
Prix €HT			23,02	23,23		

ETALEUR FORME "L" USAGE UNIQUE GROSSERON COLLECTION



- > Sachet pelable papier /plastique

100% polypropylène modifié.
Coudé avec extrémité recourbée.
Stérile, usage unique.

Référence	Sachet de	Couleur	Conditionnement	Prix €HT
GR43001	1		300	15,75
GR43002	5		500	23,23
GR43003	25		750	29,41
GR43004	50		750	27,95

FILTRE SERINGUE GROSSERON COLLECTION



Acétate de cellulose : boîtier en polypropylène avec une membrane en acétate de cellulose hydrophile. **Applications** : Culture de cellules, de protéines et d'enzyme (stabilité chimique : pH 3-7).

PVDF : hydrophobe, excellente résistance chimique contre la majorité des solvants organiques et agressifs. (stabilité chimique pH 1-14).

PES - Polyethersulfone : membrane hydrophile présentant une haute résistance thermique et chimique. Idéale pour les filtrations de liquides alcalins ou de solvants organiques. **Application** : filtration très rapide des solutions visqueuses (stabilité chimique pH 4-8).

MCE - Ester de cellulose mixte : efficace dans la filtration de solvants organiques ou de solutions alcalines. **Applications** : clarification, purification et stérilisation de fluides biologiques.

NYLON - Polyamide : bonne stabilité chimique, adapté pour la filtration d'échantillons pour HPLC (stabilité chimique pH 3-14).

PTFE - Polytetra-fluorethylène : hydrophobe, peut être utilisé pour la stérilisation de l'air ou la préparation d'échantillons HPLC (stabilité chimique pH 1-14)

Raccord entrée : Luer Lock Femelle
Raccord Sortie : Luer Mâle

Seuil de rétention µm	0.20	0.22	0.22	0.22	0.22	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
Ø mm	13	13	25	25	13	13	25	25	25	13
Stérilité	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non
Conditionnement	50	50	50	50	100	50	50	50	100	100
Acétate de Cellulose	9.055510	0700855	0700853	0700818		0700856	0700854	0700819		
Prix €HT	108,34	60,34	63,92	46,61		60,34	63,92	46,61		
MCE-Ester de cellulose mixte		0700893		0700820			0700894	0700821		
Prix €HT		56,78		43,48			60,34	43,48		
PVDF				0700595				0700815		
Prix €HT				46,61				46,61		
PES		0700857	0700859	0700822		0700858	0700860	0700823		
Prix €HT		60,34	67,43	46,61		60,34	67,43	46,61		
Nylon		0700861	0700863	0700816		0700862	0700864	0700817	0700901	0700900
Prix €HT		60,34	63,92	46,61		60,34	63,92	46,61	92,63	86,98
PTFE		0700865	0700867	0700813	0700903	0700866	0700868	0700834		0700902
Prix €HT		60,34	63,92	46,61	86,98	60,34	63,92	46,61		86,98

FLACON PEHD AVEC SODIUM THIOSULFATE GROSSERON COLLECTION



- > Excellente résistance aux chocs
- > Excellente étanchéité
- > Traçabilité sur chaque flacon par étiquette et marquage jet d'encre
- > Flacon carré
- > Graduation dans la masse
- > Large ouverture inviolable de 50 mm sur l'ensemble de la gamme
- > 2 concentrations de Thiosulfate de sodium = 20mg/L ou 120 mg/L
- > Conformes aux normes NF EN ISO 5667-3 et 19458

Bouchon à vis inviolable large ouverture (50 MM), stérile par Ionisation bouché. Ces flacons sont conçus pour le traitement microbiologique des eaux. Les flacons pour l'analyse des eaux contenant du Thiosulfate de Sodium sont tous identifiables grâce à une étiquette indiquant le dosage de S2O3Na2, le numéro de lot et la date de péremption (2 ans à partir de la date de stérilisation).

Concentrations Thiosulfate de Sodium 20mg/L :
5mg pour 250ml - 10mg pour 500ml - 20mg pour 1000ml - 100mg pour 5000ml
Concentrations Thiosulfate de Sodium 120mg/L :
60mg pour 500ml - 120mg pour 1000ml

Cape inviolable autojointante sans zone de rétention

FLACON PEHD AVEC SODIUM THIOSULFATE GROSSERON COLLECTION (SUITE)

Capacité ml	150	250	500	250	500	1000	1000	5000
L x l x H mm	60*63*73	65*63*101	76*76*131	65*63*101	76*76*131	94*76*192	94*76*192	128*189*189
Conditionnement	420	288	180	160	144	96	80	17
20mg/L - Emballage standard		GFT02501RG	GFT05001RG			GFT10001RG		GFT50001RG
Prix €HT		372,80	316,88			216,86		152,35
20mg/L - Emballage individuel			GTI02501RG	GTI05001RG		GTI10001RG		
Prix €HT			226,41	224,18		154,37		
120mg/L - Emballage standard	GFT01502RG		GFT05002RG			GFT10002RG		
Prix €HT	519,03		316,88			216,86		
120mg/L - Emballage individuel				GTI05002RG		GTI10002RG		
Prix €HT				224,18		154,37		

FLACON CARRE PEHD LO CAPE STANDARD GROSSERON COLLECTION



- > Très bonne étanchéité pour toutes les utilisations
- > Graduation dans la masse
- > Contact alimentaire
- > Pas de zone de rétention
- > Stérilisation par ionisation
- > Traçabilité sur chaque flacon

Flacon gradué en polyéthylène haute densité avec cape à vis auto-jointante. Pas de zone de rétention sur la cape.

Flacons livrés aseptiques ou ionisés stériles bouchés (pots et capes montés).
Packaging avec poignées

Capacité ml	150	150	150	250	250	250	500	500	500	1000
L x l x h mm	60x63x73	60x63x73	60x63x73	65x63x101	65x63x101	65x63x101	76x76x131	76x76x131	76x76x131	94x76x192
Ø ouv. int. mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Couleur flacon	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel
Couleur cape	■	■	□	■	■	□	■	■	□	■
Conditionnement	420	420	420	288	288	288	180	180	180	96
Flacon aseptique	GF40150RG	GF40150BE	GF40150BA	GF40250RG	GF40250BE	GF40250BA	GF40500RG	GF40500BE	GF40500BA	GF41000RG
Prix €HT	272,13	272,13	272,13	188,64	187,85	187,85	163,55	163,55	163,55	105,02
Flacon stérile	GFS40150RG			GFS40250RG			GFS40500RG			GFS41000RG
Prix €HT	305,86			221,57			197,28			138,76

FLACON CARRE PEHD LO INVIOLEABLE GROSSERON COLLECTION



- > Très bonne étanchéité pour toutes les utilisations
- > Graduation dans la masse
- > Contact alimentaire
- > Pas de zone de rétention
- > Stérilisation par ionisation
- > Traçabilité sur chaque flacon

Flacon gradué en polyéthylène haute densité avec cape à vis auto-jointante avec bague d'invioleabilité. La cape invioleable garantit la stérilité ou la propreté du flacon jusqu'à l'utilisation. Pas de zone de rétention sur la cape.

FLACON CARRE PEHD LO INVOLABLE GROSSERON COLLECTION (SUITE)

Flacons livrés aseptiques ou ionisés stériles bouchés (pots et capes montés).
Packaging avec poignées

Capacité ml	150	150	250	250	500	500	1000	1000	2000	2000
L x l x h mm	60x63x73	60x63x73	65x63x101	65x63x101	76x76x131	76x76x131	94x76x192	94x76x192	109x97x247	109x97x247
Ø ouv. int. mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Couleur flacon	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel
Couleur cape										
Conditionnement	420	420	288	288	180	180	96	96	48	48
Flacon aseptique	GF00150RG	GF00150BE	GF00250RG	GF00250BE	GF00500RG	GF00500BE	GF01000RG	GF01000BE	GF02000RG	GF02000BE
Prix €HT	272,13	272,13	187,85	187,85	163,55	163,55	105,02	105,02	84,98	84,98
Flacon stérile	GFS0150RG		GFS0250RG		GFS0500RG		GFS1000RG		GFS2000RG	
Prix €HT	305,86		221,57		197,28		138,76		118,70	

FLACON SOUPLE GROSSERON COLLECTION



- > Ouverture large avec bague d'inviolabilité
- > Autostable
- > Stérile

Ces flacons souples sont livrés à plat ce qui offre un gain de place de stockage important. Les flacons remplis tiennent debout.
Indication du niveau de remplissage sur une face du flacon et zone de marquage sur l'autre face.
Ces flacons peuvent être utilisés avec un broyeur type Stomacher.

Diamètre col : 42 mm

Référence	Volume ml	Conditionnement	Prix €HT
GR60500	500	100	82,06
GR61000	1000	100	100,80

PIPETTE DE SÉROLOGIE À USAGE UNIQUE STÉRILE GROSSERON COLLECTION



- > Stérile
- > Polystyrène
- > Précision +/- 2%
- > Graduation positive et négative

Pipettes sérologiques en polystyrène transparent avec un code couleur international pour les distinguer.
Graduation positive et négative.
Compatibles avec tous les auxiliaires de pipetage courants.
Embout spécifique au pipetage en agroalimentaire.

Disponibles en sachet unitaire pelable stérile et en sachet plastique multiple stérile. La traçabilité est indiquée sur chaque sachet.

Capacité mL	1	2	5	5 (courte)	5 (courte)	10	10 (courte)	25	25 (courte)	25 (courte)	50
Graduation	1/100	1/100	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/5	1/5	1/5	1/2
Conditionnement	1000	1000	500	200	500	500	200	200	100	200	100
Sachet unitaire pelable	GR00101	GR00201	GR00501	GRC0501		GR01001	GRC1001	GR02501		GRC2501	GR05001
Prix €HT	91,44	96,00	65,30	64,13		76,58	70,11	53,50		119,70	52,80
Sachet plastique multiple par 5									GRC2505		
Prix €HT									55,58		
Sachet plastique multiple par 10							GRC1010				
Prix €HT							64,13				

PIPETTE DE SÉROLOGIE À USAGE UNIQUE STÉRILE GROSSERON COLLECTION (SUITE)

Capacité mL	1	2	5	5 (courte)	5 (courte)	10	10 (courte)	25	25 (courte)	25 (courte)	50
Graduation	1/100	1/100	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/5	1/5	1/5	1/2
Conditionnement	1000	1000	500	200	500	500	200	200	100	200	100
Sachet plastique multiple par 20								GR02520			
Prix €HT								63,42			
Sachet plastique multiple par 25	GR00125	GR00225	GR00525		GRC0525	GR01025					
Prix €HT	89,79	89,79	73,47		141,08	91,44					

PIPETTE PAILLE DE 1 À 5 ML GROSSERON COLLECTION



Pour le prélèvement de liquides.
En polypropylène (PP) naturel translucide, sans graduation.
Ionisé avec indication de traçabilité.

Livré sous sachet refermable

Référence	Capacité ml	Adaptabilité sur micropipette	Conditionnement	Prix €HT
GRS6001	1	1.1 ml	1125 (45 x 25)	58,64
GRS6002	1	1.1 ml	1200 (30 x 40)	57,65
GRS6003	1	1.1 ml	1200 (12 x 100)	56,56
GRS6004	2.2	1.1 ml	1125 (45 x 25)	56,00
GRS6005	2.2	1.1 ml	1200 (24 x 50)	56,27
GRS6006	5	5 ml	400 (40 x 10)	31,14

PIPETTE PASTEUR POLYÉTHYLÈNE NON STÉRILE GROSSERON COLLECTION



- > Pasteurpette graduée
- > Polyéthylène
- > Non stérile

Référence	Capacité mL	Longueur mm	Conditionnement	Prix €HT
GR210501	1	160	500	13,02
GR210503	3	160	500	13,26
GR210505	5	200	250	13,92
GR210510	10	280	100	15,18

PIPETTE PASTEUR À USAGE UNIQUE GROSSERON COLLECTION



- > Pointe fermée
- > Non stérile

PIPETTE PASTEUR À USAGE UNIQUE GROSSERON COLLECTION (SUITE)

Longueur mm +/- 15 mm- 15 mm	230	270
Conditionnement	1000	1000
Cotonnée	4987263	4987265
Prix €HT	53,00	93,46
Non Cotonnée	4987262	4987264
Prix €HT	41,83	56,21

POT À ANSE AMOVIBLE ET TÉLESCOPIQUE BLEU GROSSERON COLLECTION



- > Anse télescopique 245mm ou 345mm
- > Utilisable verticalement ou horizontalement
- > Contact alimentaire
- > Bouchon inviolable

Pot en polypropylène bleu gradué dans la masse en ml et oz.
 Bouchon inviolable bleu sans zone de rétention afin de protéger votre prélèvement jusqu'à l'analyse.
 Anse bleue télescopique 2 positions permettant de rallonger l'outil de 100mm.
 Bague de sécurité garantissant le bon maintien du pot sur l'anse pendant le prélèvement.
 Possibilité de retirer facilement l'anse amovible après prélèvement en vissant la cape.
 Possibilité de faire le prélèvement horizontalement ou verticalement par simple repositionnement du flacon.

Stérilisé par ionisation à 25 kGy avec indication de traçabilité.
 Traçabilité de chaque pot par marquage laser du n° de lot et de la date de péremption. Sachet unitaire ouverture facile étanche (sans micro perforation) avec traçabilité, n° de lot et date de péremption.

Idéal pour le prélèvement d'échantillons liquides pour une analyse dans le même flacon éliminant ainsi tout risque de contamination croisée. L'ensemble pot, anse et bouchon est entièrement bleu pour un usage sur des lignes de production en agro-alimentaire. Le bleu est facilement repérable dans toute situation de production puisqu'il ne fait pas partie du cercle chromatographique alimentaire. Le bouchon inviolable à vis en polyéthylène bleu permet de sécuriser votre échantillon après le prélèvement.

Hauteur de l'anse télescopique sans le pot : 245 à 345 mm
 Packaging avec poignées

Référence	Volume utile ml	Dimensions pot H diam	Couleur pot	Couleur cape	Conditionnement	Prix €HT
GRSA080BB	80	60*50	■	■	135	245,72
GRSA125BB	125	80*50	■	■	135	249,53
GRSA180BB	180	100*50	■	■	135	255,40

POT DROIT GRADUÉ DE 80 À 180 ML CAPE À VIS PP TRANSLUCIDE GROSSERON COLLECTION



POT DROIT GRADUÉ DE 80 À 180 ML CAPE À VIS PP TRANSLUCIDE GROSSERON COLLECTION (SUITE)

- > Très bonne étanchéité pour toutes les utilisations
- > Graduation dans la masse
- > Traçabilité par marquage laser sur chaque pot
- > Pas de zone de rétention
- > Empilable
- > Stérilisation par ionisation

Flacon PP avec bouchon à vis en polyéthylène.
Idéal pour le prélèvement, le stockage et le transport d'échantillons liquides ou solides.
La traçabilité est garantie par un marquage laser sur chaque pot.
3 versions :
- Cape standard
- Cape inviolable : garantit la stérilité ou la propreté de votre pot jusqu'à l'utilisation.
- Cape inviolable prévisée : est partiellement vissée de telle sorte que la bague d'invulnabilité ne soit pas enclenchée. L'utilisateur l'enclenche en vissant la cape après le prélèvement. Pot idéal pour échantillonnage.

Packaging avec poignées.
Dimensions : 80 ml diam. 50mm h 60 mm, 125 ml diam. 50mm h 80 mm, 180 ml diam. 50mm h 100 mm

Stérile / Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Aseptique	Stérile	Stérile	Stérile
Couleur Pot	Naturel	Naturel	Naturel		Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel	
Couleur Cape										
80 ml cape standard par 500	GR00080RG	GR00080BA	GR00080BB					GRS0080RG		
Prix €HT	114,64	114,64	114,64					148,37		
80 ml cape inviolable par 500	GR01080RG	GR01080BA	GR01080BB					GRS1080RG	GRS1080BA	GRS1080BB
Prix €HT	114,64	114,64	114,64					148,37	148,37	148,37
80 ml cape inviolable prévisée par 500	GRP1080RG									
Prix €HT	116,02									
125 ml cape standard par 410	GR00125RG	GR00125BA	GR00125BB					GRS0125RG		
Prix €HT	101,32	101,32	101,32					100,22		
125 ml cape inviolable par 410	GR01125RG	GR01125BA	GR01125BB					GRS1125RG	GRS1125BA	
Prix €HT	101,32	101,32	101,32					135,05	135,05	
125 ml cape inviolable prévisée par 410	GRP1125RG									
Prix €HT	102,45									
180 ml cape standard par 330	GR00180RG	GR00180BA	GR00180BE	GR00180BB	GR00180VE	GR00180PK	GR00180JA	GRS0180RG	GRS0180BA	GRS0180BB
Prix €HT	88,14	88,14	88,14	88,14	88,14	98,00	88,14	121,87	114,71	121,87
180 ml cape inviolable par 330	GR01180RG	GR01180BA	GR01180BB					GRS1180RG	GRS1180BA	GRS1180BB
Prix €HT	88,14	88,14	88,14					121,87	121,87	121,87
180 ml cape inviolable prévisée par 330	GRP1180RG									
Prix €HT	88,14									

POT PP BLANC ROND À CAPE À PRESSION GROSSERON COLLECTION



- > Polypropylène blanc et résistant
- > Contact alimentaire
- > Très bonne étanchéité
- > Fermeture sécurisée avec languette détachable

Ces pots très étanches et résistants aux chocs sont conçus en polypropylène agréé pour le contact alimentaire, utilisable pour des produits solides et liquides.

Ces pots sont équipés d'une languette qui offre la "garantie première ouverture" et qui doit être obligatoirement cassée pour ouvrir les pots. Les couvercles se clipsent sur les pots très facilement lors du conditionnement.

Ils existent de nombreuses capacités différentes et sont adaptés au micro-onde, lave vaisselle et congélateur.

Couvercle hermétique et inviolable
Pots et couvercles livrés dans le même carton

Référence	Volume ml	Ø x H mm	Conditionnement	Prix €HT
GR24437	532	117x95	360	148,69
GR24435	870	124x118	228	128,62

POT PP CARRÉ À CAPE À PRESSION GROSSERON COLLECTION



- > Polypropylène transparent et résistant
- > Contact alimentaire
- > Très bonne étanchéité
- > Fermeture sécurisée avec languette détachable

Ces pots très étanches et résistants aux chocs sont conçus en polypropylène agréé pour le contact alimentaire. Ils mettent en valeur leur contenu (couleur, texture, forme) grâce à leur totale transparence (utilisable pour des produits solides et liquides).

Ces pots sont équipés d'une languette qui offre la "garantie première ouverture" et qui doit être obligatoirement cassée pour ouvrir les pots. Les couvercles se clipsent sur les pots très facilement lors du conditionnement.

Ils existent de nombreuses capacités différentes et sont adaptés au micro-onde, lave vaisselle et congélateur.

Couvercle hermétique et inviolable
Pots et couvercles livrés dans le même carton

Référence	Volume ml	l x L x H mm	Conditionnement	Prix €HT
GR24416	125	79x79x34	770	229,47
GR24417	150	79x79x41	770	222,67
GR24418	225	79x79x57	748	265,24
GR24419	270	79x79x70	704	257,80
GR24420	350	79x79x92	690	293,05
GR24421	420	79x79x110	598	246,53
GR24422	500	128x128x55	220	146,17

POT PP CARRÉ À CAPE À PRESSION GROSSERON COLLECTION (SUITE)

Référence	Volume ml	l x L x H mm	Conditionnement	Prix €HT
GR24423	580	128x128x65	200	141,83
GR24424	750	128x128x75	200	153,03
GR24425	900	128x128x90	180	143,14
GR24426	1100	128x128x118	150	127,39
GR24427	1270	192x192x51	84	130,12
GR24428	2000	193x193x77	78	128,16
GR24429	2500	193x193x95	72	124,34
GR24430	3000	193x193x113	72	130,39
GR24431	4000	193x193x150	48	101,16
GR24432	5000	193x193x192	36	105,82

POT PP ROND À CAPE À PRESSION GROSSERON COLLECTION



- > Polypropylène transparent et résistant
- > Contact alimentaire
- > Très bonne étanchéité
- > Fermeture sécurisée avec languette détachable

Ces pots très étanches et résistants aux chocs sont conçus en polypropylène agréé pour le contact alimentaire. Ils mettent en valeur leur contenu (couleur, texture, forme) grâce à leur totale transparence (utilisable pour des produits solides et liquides).

Ces pots sont équipés d'une languette qui offre la "garantie première ouverture" et qui doit être obligatoirement cassée pour ouvrir les pots. Les couvercles se clipsent sur les pots très facilement lors du conditionnement.

Ils existent de nombreuses capacités différentes et sont adaptés au micro-onde, lave vaisselle et congélateur.

Couvercle hermétique et inviolable
Pots et couvercles livrés dans le même carton

Référence	Volume ml	Ø x H mm	Conditionnement	Prix €HT
GR24401	70	69x33	960	253,49
GR24402	120	69x52	1000	234,23
GR24403	155	69x68	960	247,85
GR24439	180	95x44	486	118,06
GR24406	225	95x55	494	169,44
GR24407	285	95x70	475	160,17
GR24408	373	95x85	456	160,07
GR24438	532	95x117	360	148,69
GR24410	300	118x50	374	147,45
GR24411	480	118x69	276	128,41
GR24412	565	118x87	264	140,75
GR24413	870	118x126	228	128,62
GR24414	1000	118x144	180	108,42
GR24415	1180	133x130	180	109,16

GROSSERON COLLECTION - POT PP ROND À CAPE À PRESSION



- > Polypropylène
- > Contact alimentaire

Ces pots sont conçus en polypropylène agréé pour le contact alimentaire. Les couvercles se clipsent sur les pots très facilement lors du conditionnement. Le pot GRPT0200BA est livré avec un couvercle naturel.

Pots et couvercles livrés dans le même carton

GROSSERON COLLECTION - POT PP ROND À CAPE À PRESSION (SUITE)

Volume ml	185	460	870	
Ø x H mm	59 x 82	88 x 98	108 x 123	
Conditionnement	1200	910	420	
PP naturel en vrac	1	GRPT0200NT	GRPT0400NT	GRPT1000NT
Prix €HT	266,15	414,10	307,13	
PP blanc en vrac	2	GRPT0200BA	GRPT0400BA	GRPT1000BA
Prix €HT	266,15	414,10	307,13	

SAC AUTOCLAVE DE 3 À 33 LITRES GROSSERON COLLECTION



Idéal pour l'autoclavage des boîtes de pétri, tubes, pots ou autres produits contaminés avant leur destruction.

- Sachets non imprimés en polypropylène (PP) naturel translucide résistant à 134°C.
- Sachets non imprimés en PEHD résistant à 121 °C en liasse de 50.
- Sachets imprimés BIOHAZARD en PEHD résistant à 121°C en rouleau de 25.

Recommandation : pour résister à l'autoclave, les sacs ne doivent pas être fermés hermétiquement.

Epaisseur : 40 µm pour les sacs en PP et PEHD en rouleau

Conditionnement des sacs en rouleaux :
14L et 21L : 20 x 25 rouleaux soit 500 sacs
33L : 10 x 25 rouleaux soit 250 sacs

Volume L	3	9	14	21	33	33
Dimensions l x H mm	255 x 400	300 x 500	400 x 600	400 x 780	600 x 780	500 x 800
Sac en PP (carton de 500) 134°C	0714255	0714256	0714257	0714258	0714259	
Prix €HT	67,90	93,38	168,00	196,70	265,30	
Sac en PEHD (liasse de 50) 121°C			0233224	0233221		0233240
Prix €HT			8,76	9,97		13,35
Sac en PEHD (20 rouleaux de 25) 121°			GR70014	GR70021		
Prix €HT			85,23	99,75		
Sac en PEHD (10 rouleaux de 25) 121°					GR70033	
Prix €HT					77,88	
Sac en PEHD - Rouleau de 25			GR70015	GR70022		
Prix €HT			3,15	4,03		

SAC POUR MALAXEUR AVEC OU SANS FILTRE GROSSERON COLLECTION



> Très transparent et très résistant

Pour le prélèvement d'échantillons solides et de diluants destinés à être broyés dans un malaxeur afin d'obtenir un mélange homogène pour analyse.

Filtre pleine page :

Le filtre sépare le sachet en deux compartiments identiques. Un compartiment est destiné à recevoir l'échantillon et le diluant, l'autre à prélever le mélange filtré à l'aide d'une pipette.

Filtre latéral :

Le filtre forme une cheminée latérale divisant le sachet en deux compartiments. Le grand compartiment reçoit l'échantillon et le diluant. Après broyage, le petit compartiment, délimité par le filtre, permet de prélever la suspension obtenue après filtration.

Polyéthylène (PE)
Ionisé avec indication de traçabilité

Référence	Capacité malaxeur ml	Filtre	L x H mm	Conditionnement	Prix €HT
GR99122	400	Pleine page (micro-perforé)	190 x 300	500 (10 x 50)	238,73
GRS4006	400	Pleine page (Non tissé)	190 x 300	625 (25 x 25)	235,70
GRS4003	400	Pleine page (Non tissé)	190 x 300	750 (15 x 50)	277,94
GRS4005	400	Latéral (Non tissé)	190 x 300	625 (25 x 25)	219,03
GRS4002	400	Latéral (Non tissé)	190 x 300	750 (15 x 50)	257,75

SAC POUR MALAXEUR AVEC OU SANS FILTRE GROSSERON COLLECTION (SUITE)

Référence	Capacité malaxeur ml	Filtre	L x H mm	Conditionnement	Prix € HT
GR50150	400	Sans	190 x 285	1000 (20 x 50)	59,88
GR60160	3500	Sans		500 (20 x 25)	115,20

Barrette de fermeture à glissière pour sacs type malaxeur Grosseron Collection



- > Garantit une étanchéité maximale
- > Mise en place très facile
- > Grande résistance à la pression
- > Fabrication monobloc
- > Autoclavable

Transport du sachet malaxeur sur portoir. Compatible avec portoir forme U (0235910).

Référence	Type	Longueur cm	Couleur	Conditionnement	Repère	Prix € HT
8660001	Tige	22	■	100	A	68,60
8660002	Tige	29	■	100	A	75,60
8660003	Poignée	22	■	1	B	0,98
8660004	Poignée	43	■	1	B	1,41

SAC ZIP SIMPLE POCHE IONISÉ GROSSERON COLLECTION



- > Simple poche
- > Idéal pour le prélèvement et le transport d'échantillons
- > Contact alimentaire

Polyéthylène transparent (PE) naturel.
Mention "STERILE" imprimée sur le sac.

Ionisé, sous sachet de 50

Référence	Dimensions l x H mm	Conditionnement	Prix € HT
0701100	180 x 250	1000	88,98

TUBE PLASTIQUE À FOND ROND DE 3 À 10 ML GROSSERON COLLECTION



- > Polystyrène cristal PS ou Polypropylène PP
- > Naturel translucide
- > Aseptique non bouché ou ionisé bouché

Tubes et bouchons compatibles :
Tubes GR112112 et GR112113-> Bouchons GR112135/GR112136/GR112137
Tubes GR112114, GR112115, GR112117 et GR112119-> Bouchons GR112130/GR112131/GR112138/GR112139/GR112140
Tubes GR112116 et GR112118 -> Bouchons GR112128/GR112129/GR112132/GR112133/GR112134

Référence	Capacité ml	Ø x H mm	Matière	Ionisé	Bouchon	Option	Conditionnement	Prix € HT
GR112109	3	11x70	PS	Non	Non	-	6000	133,31
GR112110	3	11.5x55	PP	Non	Non	-	6000	129,83
GR112112	5	13x75	PS	Non	Non	-	4000	126,96
GR112113	5	13x75	PP	Non	Non	-	4000	121,11
GR112116	5	13x75	PS	Non	Non	avec rebord et gradué	4500	124,58
GR112118	5	13x75	PP	Non	Non	avec rebord et gradué	4500	107,69
GR112120	5	13x75	PP	Non	□	-	1500	92,07
GR112121	5	13x75	PS	Non	□	-	1500	107,15
GR112150	5	13X75	PS	Oui	■	-	1500	133,27
GR112124	5	12x86	PP	Oui	■	-	1500	115,01
GR112125	5	12x86	PS	Oui	■	-	1500	133,27
GR112114	10	16x100	PS	Non	Non	-	2000	103,83
GR112115	10	16x100	PP	Non	Non	-	2000	83,63
GR112117	10	16x100	PS	Non	Non	avec rebord et gradué	2000	95,17
GR112119	10	16x100	PP	Non	Non	avec rebord et gradué	2000	83,63
GR112122	10	16x100	PP	Non	□	-	800	56,48
GR112141	10	16x100	PS	Non	□	-	800	70,77
GR112126	10	16x100	PP	Oui	■	-	800	79,73
GR112127	10	16x100	Ps	Oui	■	-	800	97,19

✓ Bouchon pour tube plastique Grosseron Collection



Bouchons et tubes compatibles :
Bouchons GR112128, GR112129, GR112132, GR112133 et GR112134->Tubes GR112116/GR112118 (GROSSERON) et 0161370/0161381 (GOSSELIN).
Bouchons GR112135, GR112136 et GR112137->Tubes GR112112/GR112113/GR112116/GR112118 (GROSSERON) et 0260379/0260645/0161382 (GOSSELIN).
Bouchons GR112130, GR112131->Tubes GR112114/GR112115/GR112117/GR112119 (GROSSERON).
Bouchons GR112138, GR112139, GR113140 ->Tubes GR112114/GR112115/GR112117/GR112119 (GROSSERON) et 0260605/0260611 (GOSSELIN).

Référence	Type	Ø du tube mm	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
GR112128	entrant	12-13	□	4000	59,84
GR112129	entrant	12-13	■	4000	59,84
GR112130	entrant	16	□	4000	31,19
GR112131	entrant	16	■	2000	31,19
GR112132	aillette	12	naturel	1000	14,63
GR112133	aillette	12	□	1000	14,63
GR112134	aillette	12	■	1000	14,63
GR112135	aillette	13	naturel	1000	14,96
GR112136	aillette	13	□	1000	14,96
GR112137	aillette	13	■	1000	14,96
GR112138	aillette	16	naturel	1000	17,30
GR112139	aillette	16	□	1000	17,30
GR112140	aillette	16	■	1000	17,30

TUBE À CENTRIFUGER 15 ET 50ML PINK



- > Certifié stérile
- > DNase et RNase free, non pyrogène

Tube en PP bouchon HDPE
Fond conique
Irradiation SAL 10⁻⁶

15 ml Diamètre 16.8 longueur 118.8 mm
50 ml Diamètre 27.9 longueur 114 mm

Pour chaque sachet acheté, 5€reversés à Think Pink.

Température Approx.-80 to+121

Référence	Volume mL	Accélération	Qté/sachet	Conditionnement	Prix € HT
GRV0151	15	10 000 g	50 (vrac)	500	42,90
GRR0151	15	10 000 g	50 (rack)	500	49,90
GRV0501	50	12 000 g	25 (vrac)	500	54,90
GRR0501	50	12 000 g	25 (rack)	500	69,50

MICROPIPETTE MULTICANAUX GROSSERON COLLECTION PINK



- > Une des plus faibles forces de piston requises
- > Verrouillage du volume
- > Résiste aux UV
- > Autoclavable

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette multicanaux Grosseron Collection garantit une durabilité accrue et une prévention contre la corrosion chimique et physique. Elle offre une prise en main optimale grâce à sa conception ergonomique. Le piston magnétique permet des résultats précis et répétables. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs.

La position de blocage et déblocage permet de verrouiller le volume évitant ainsi toute dérive accidentelle.

Pour chaque micropipette achetée, 20€reversés à Think Pink.

Livrée avec un certificat de conformité incluant un certificat de calibration, la carte de garantie, le manuel d'utilisation, outils de calibration et graisse.

Volume µL	0.5-10	2-20	10-100	20-200	30-300
Incrément µL	0.02	0.02	0.1	0.2	0.2
Just. % max	2	2	0.8	0.7	0.6
Précision % max	1	1.6	0.3	0.25	0.3
Code couleur					
Micropipette 8 canaux	M016508	M016509	M016510	M016511	M016512
Prix € HT	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00

MICROPIPETTE MULTICANAUX GROSSERON COLLECTION PINK (SUITE)

Volume μ L	0.5-10	2-20	10-100	20-200	30-300
Incrément μ L	0.02	0.02	0.1	0.2	0.2
Just. % max	2	2	0.8	0.7	0.6
Précision % max	1	1.6	0.3	0.25	0.3
Code couleur					
Micropipette 12 canaux	M016513	M016514	M016515	M016516	M016517
Prix €HT	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00

MICROPIPETTE VOLUME VARIABLE GROSSERON COLLECTION PINK



- > Une des plus faibles forces de piston requises
- > Verrouillage du volume
- > Résiste aux UV
- > Autoclavable

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, la micropipette monocanal Grosseron Collection garantit une durabilité accrue et une prévention contre la corrosion chimique et physique. Elle offre une prise en main optimale grâce à sa conception ergonomique. Le piston magnétique permet des résultats précis et répétables. L'éjection de la pointe ne demande aucun effort grâce au mécanisme d'absorption des chocs. La position de blocage et déblocage permet de verrouiller le volume évitant ainsi toute dérive accidentelle.

Pour chaque micropipette achetée, 10€reversés à Think Pink.

Livrée avec un certificat de conformité incluant un certificat de calibration, la carte de garantie, le manuel d'utilisation, outils de calibration et graisse.

Volume μ L	0.1-2.5	0.5-10	2-20	10-100	20-200	100-1000	500-5000	1000-10 000
Incrément μ L	0.002	0.02	0.02	0.1	0.2	1.0	10	20
Just. % max	2.5	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
Précision % max	0.7	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.15
Code couleur								
Ejecteur Métallique	M016501				M016504			
Prix €HT	119,00				119,00			
Ejecteur Plastique	M016569	M016603	M016604	M016570	M016605	M016606	M016571	M016572
Prix €HT	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	129,00	129,00

PIPETTES ÉLECTRONIQUES PIPETTY



- > Ultra légère avec une bonne prise en main
- > Distribution multiple de haute précision
- > Distribution automatique à compensation de volume

Son design en forme de stylo permet une utilisation plus facile
Modes principaux : pipetage et distribution.

Fonctionnement sur pile (AAA).
Poids d'environ 75g (pile comprise).

Référence	Volume	Précision % (min/max)	Distribution	Code couleur	Prix €HT
1816000	2-20 μ L	3.5/1.0	0.1-20 μ L		322,92
1816001	20-250 μ L	2.5/0.5	1-250 μ L		322,92
1816002	100-1000 μ L	1.5/0.5	5-1000 μ L		322,92

MICROPIPETTE ÉLECTRONIQUE PICUS 2 SARTORIUS BIOHITFAMILY MULTICANAUX



- > Ultra légère (seulement 100g)
- > Conception ergonomique supérieure

Application mobile disponible pour connecter pour mettre à jour la micropipette.

Modes principaux : pipetage, pipetage inverse, pipetage manuel, multidistribution, dilution, distribution séquentielle, aspiration multiple, titrage.

Volume	0.2 - 10µL	5 - 120µL	10 - 300µL	50 - 1200µL
Couleur				
Pointes	10µL	200µL	350µL	1200µL
8 canaux	M009663	M009664	M009665	M009666
Prix €HT	1229,44	1229,44	1229,44	1229,44
12 canaux	M009667	M009668	M009669	M009670
Prix €HT	1437,36	1437,36	1437,36	1437,36

MICROPIPETTE ÉLECTRONIQUE PICUS 2 SARTORIUS BIOHITFAMILY MONOCANAL



- > Ultra légère (seulement 100g)
- > Conception ergonomique supérieure

Application mobile disponible pour connecter pour mettre à jour la micropipette.

Modes principaux : pipetage, pipetage inverse, pipetage manuel, multidistribution, dilution, distribution séquentielle, aspiration multiple, titrage.

Référence	Volume	Couleur	Pointes	Prix €HT
M009657	0.2 - 10µL		10µL	767,50
M009658	5 - 120µL		200µL	767,50
M009659	10 - 300µL		350µL	767,50
M009660	50 - 1000µL		1000µL	767,50
M009661	100 - 5000µL		5000µL	767,50
M009662	500 - 10000µL		10000µL	767,50

MICROPIPETTE ACURA®MANUAL 825 ET XS 826 SOCOREX



- > Réglage du volume sûr et simple d'une seule main
- > Affichage digital précis et visible en tout temps
- > Ejecteur réglable Justip™ - large compatibilité des embouts
- > Résistance aux chocs, aux rayons UV et à l'autoclave
- > Conformité CE IVD 98/79
- > Livrées avec certificat ISO 8655

Alliant design et matériaux high-tech à une ergonomie sans concession, la gamme Acura® manual répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Dérivée de l'Acura® manual 825, la gamme 826 XS est spécialement dédiée au monde de la recherche. Longueur et poids réduits, activation plus douce, les huit modèles possèdent toutes les caractéristiques de l'excellence en matière de pipetage.

Autoclavable à 121°C sans démontage
(Vérifier la micropipette tous les 80 cycles d'autoclavage)

MICROPIPETTE ACURA®MANUAL 825 ET XS 826 SOCOREX (SUITE)

Volume	0.1 - 2 µl	0.5 - 10 µl	1 - 10 µl	2 - 20 µl	5 - 50 µl	10 - 100 µl	20 - 200 µl	100 - 1000 µl
Incrément	0.002 µl	0.01 µl	0.01 µl	0.02 µl	0.1 µl	0.1 µl	0.2 µl	1 µl
Just. % (min/max)	6.0/2.0	2.5/1.0	2.5/1.0	2.5/1.0	1.5/1.0	1.5/0.8	1.5/0.6	1.5/0.5
Précision % (min/max)	5.0/1.5	1.8/0.5	2.5/0.7	1.7/0.5	1.0/0.4	1.0/0.2	0.6/0.2	0.5/0.2
Pointes	Ultra 10µL	Ultra 10µL	200µL	200µL	200µL	200µL	200µL	1000µL
Acura manual® 825	1	9.411590	9.411591	9.411592	9.411593	9.411594	9.411595	9.411596
Prix €HT		226,98	226,98	212,37	212,37	212,37	212,37	212,37
Acura manual® XS826	2	9.411640	9.411641	9.411642	9.411643	9.411644	9.411645	9.411646
Prix €HT		251,64	251,64	236,46	236,46	236,46	236,46	236,46

MICROPIPETTE ACURA® MANUAL 835 SOCOREX



- > Réglage du volume simple et fiable
- > Ajustement du volume d'une seule main
- > Filtre de protection interchangeable
- > Résistance aux chocs, aux rayons UV et à l'autoclave
- > Pipettes Pasteur adaptables sur modèles 2 et 5 ml

Alliance de matériaux high-tech et d'une parfaite ergonomie. Instrument idéal pour l'analyse environnementale sur le terrain et en laboratoire, pour la chimie clinique et la culture cellulaire. Excellentes performances à long terme.

Autoclavable à 121°C sans démontage
(Vérifier la micropipette tous les 80 cycles d'autoclavage)

Référence	Volume	Incrément	Just. % (min/max)	Précision % (min/max)	Pointes	Prix €HT
6.230186	0.2 - 2 ml	0.002 ml	1.5/0.5	0.5/0.2	2mL	226,98
9.411598	0.5 - 5 ml	0.01 ml	1.5/0.6	0.6/0.3	5mL	233,63
9.411599	1.0 - 10 ml	0.01 ml	1.5/0.5	0.5/0.2	10mL	233,63

MICROPIPETTE MULTICANAUX ACURA® MANUAL 855 SOCOREX



- > Modèles à 8 et 12 canaux jusqu'à 350 µl
- > Légèreté et parfaite tenue en main
- > Ejecteur réglable
- > Autoclavable à 121°C

L'afficheur numérique de précision reste toujours visible. Le boîtier du module multicanaux pivote sur 360° pour une meilleure position de travail. Système détalonnage par l'utilisateur Swift-set.

Autoclavable à 121°C sans démontage
(Vérifier la micropipette tous les 80 cycles d'autoclavage)

Volume	0.5 - 10 µl	5 - 50 µl	20 - 200 µl	40 - 350 µl
Incrément	0.01 µl	0.1 µl	0.2 µl	0.4 µl
Just. % (min/max)	3.5/1.5	1.0/0.8	0.9/0.7	1.0/0.8
Précision % (min/max)	3.0/1.0	1.0/0.4	0.6/0.3	0.6/0.3
Pointes	Ultra 10µL	200µL	200µL	350µL
8 canaux	9.411630	9.411631	9.411632	9.411633
Prix €HT	584,22	547,46	547,46	547,46
12 canaux	9.411634	9.411635	9.411636	9.411637
Prix €HT	672,97	628,19	628,19	628,19


BOÎTE POUR POINTES ACCUMAX COMPATIBLES LTS

Rack vide pour 96 pointes Accumax.
Entièrement autoclavable

Vendue par 10

Référence	Volume µL	Prix €HT
0165152	20µL	17,39
0165153	200µL	17,39
0165154	1000µL	12,04

POINTE ACCUMAX



- > Compatible avec les principales marques du marché
- > Certifiée sans DNase, RNase et ADN humain
- > Apyrogène
- > Sans endotoxine
- > Graduée

Pour les recharges de 10µL à 300µL le conditionnement est de 1 rack en carton de 96 pointes + 9 recharges de 96 pointes.
Pour la référence 0165027 le conditionnement est de 1 rack en carton de 96 pointes + 5 recharges de 96 pointes.

Pointes 5 et 10mL pro = FT dessin technique A
Pointes 5 et 10mL smart = FT dessin technique B

*Attention, les pointes 20µL sont compatibles avec les micropipettes de 100 ou 200µL

Volume µL	10µL	10µL XL (20µL)	10µL large ouverture	20µL*	50µL	100µL	200µL	300µL (200XL)	1000µL	1250µL (1000XL)	5000µL smart	5000µL pro	10000µL smart	10000µL pro
Vrac par 1000	1	0165035	0165036				0165037	0165038	0165039					
Prix €HT		8,17	8,17				8,17	8,49	8,98					
Vrac par 500	1									0165040				
Prix €HT										5,69				
Vrac par 100	1										0165028	0165092	0165029	0165093
Prix €HT											10,78	12,34	24,83	28,71
Stérile low retention rack 10x96	2	0165002	0165087				0165012	0165016						
Prix €HT		27,99	27,98				27,99	28,59						
Stérile low retention rack 6x96	2							0165020	0165024					
Prix €HT								20,20	23,75					
Stérile à filtre low retention - Rack 10x96	2	0165004	0165089	0165006	0165008	0165010	0165014	0165018						
Prix €HT		41,60	41,59	41,60	41,60	41,60	41,60	42,20						
Stérile à filtre low retention - Rack 6x96	2							0165022	0165026					
Prix €HT								29,27	32,68					
Non stérile - Recharge 10x96	3	0165003	0165088				0165013	0165017						
Prix €HT		18,16	18,15				18,16	18,45						
Non stérile - Recharge 6x96	3								0165025					
Prix €HT									13,21					
Non stérile - Recharge 5x96	3							0165021						
Prix €HT								10,59						

POINTE ACCUMAX (SUITE)

Volume µL	10µL	10µL XL (20µL)	10µL large ouverture	20µL*	50µL	100µL	200µL	300µL (200XL)	1000µL	1250µL (1000XL)	5000µL smart	5000µL pro	10000µL smart	10000µL pro
Non stérile à filtre - Recharge 6x96		0165094							0165023					
Prix €HT		32,24							22,46					
Stérile à filtre low retention - Recharge 10x96	0165005	0165090		0165007	0165009	0165011	0165015	0165019						
Prix €HT	38,19	32,24		38,19	38,19	38,19	38,19	38,49						
Stérile à filtre low retention - Recharge 6x96									0165155	0165027				
Prix €HT									25,06	30,63				

Boîte pour pointes Accumax



Rack vide pour 96 pointes Accumax.
Entièrement autoclavable

Référence	Volume pointes µl	Conditionnement	Prix €HT
0165030	10	10	16,94
0165031	200	10	16,94
0165032	300	10	17,79
0165033	1000	6	11,86
0165034	1250	6	13,04

POINTES ACCUMAX COMPATIBLES LTS RAININ



- > Compatible avec les micropipettes LTS
- > Certifiée sans DNase, RNase et ADN humain
- > Apyrogène
- > Sans endotoxine
- > Graduée

Rack, Eco-rack ou Vrac

Volume µL	20µL	200µL	1000µL	20µL	200µL	1000µL
Conditionnement	10x96	10x96	6x96	1000	1000	1000
Vrac				0165134	0165135	0165136
Prix €HT				10,09	10,09	10,09
Rack	0165095	0165096	0165097			
Prix €HT	28,77	28,77	18,70			
Recharge	0165098	0165099	0165100			
Prix €HT	23,03	23,41	12,96			
Rack stérile	0165101	0165102	0165103			
Prix €HT	31,68	31,68	21,59			
Recharge stérile	0165104	0165105	0165106			
Prix €HT	24,46	24,46	15,83			
Rack stérile low retention	0165110	0165111	0165112			
Prix €HT	34,55	34,55	25,91			
Recharge stérile low retention	0165113	0165114	0165115			
Prix €HT	28,77	28,77	18,70			
Rack stérile à filtre	0165107	0165108	0165109			
Prix €HT	48,93	48,93	33,11			
Rack stérile à filtre low retention	0165116	0165117	0165118			
Prix €HT	51,86	52,67	38,04			

POINTES ACCUMAX COMPATIBLES LTS RAININ (SUITE)

Volume µL	20µL	200µL	1000µL	20µL	200µL	1000µL
Conditionnement	10x96	10x96	6x96	1000	1000	1000
Eco-rack	0165119	0165120	0165121			
Prix €HT	28,77	28,77	18,60			
Eco-rack stérile	0165122	0165123	0165124			
Prix €HT	31,68	31,68	21,59			
Eco-rack stérile low retention	0165128	0165129	0165130			
Prix €HT	34,63	34,63	23,02			
Eco-rack stérile à filtre	0165125	0165126	0165127			
Prix €HT	41,81	44,71	22,90			
Eco-rack stérile à filtre low retention	0165131	0165132	0165133			
Prix €HT	47,56	47,56	34,63			

POINTE À FILTRE POUR MICROPIPETTE GROSSERON COLLECTION



- > Certifiée sans DNase, RNase, ADN humain
 - > Apyrogène
 - > Stérile
- Compatible avec les principales marques du marché.

Référence	Volume µl	Graduée	Conditionnement	Low Rétention	Prix €HT
GR70010XL	10 XL	Non	10 x 96	Oui	32,36
GR70100	100	Non	10 x 96	Oui	32,36
GR70200XL	200 XL	Non	10 x 96	Oui	32,36
GR71000	1000	Non	10 x 96	Oui	39,98
GR71250	1000XL/1250	Non	10 x 96	Oui	39,98

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ POUR MICROPIPETTE PLT UNIT



- > Pour toutes les pipettes à coussin d'air monocanal et multicanaux de 1µl à 10ml
- > Contrôle avec ou sans pointe
- > Résultat en quelques secondes
- > Simple d'utilisation

Les causes les plus fréquentes d'un manque de précision de pipettes actionnées par piston sont les défauts d'étanchéité. Ces derniers sont causés par des joints, des pistons ou des cônes pour logement de pointes endommagés. Souvent invisibles à l'oeil nu, ils entraînent des erreurs de volume considérables. Le contrôleur d'étanchéité pour pipettes à coussin d'air PLT unit de BRAND détecte en seulement quelques secondes les fuites même les plus minimes.

Les valeurs limites pour les pipettes monocanal et multicanaux classiques avec des volumes compris entre 1 µl et 10 ml sont déjà programmées. La PLT unit ne saurait remplacer le contrôle gravimétrique régulier.

Ce sont les périodes entre ces calibrages qui sont particulièrement critiques car les défauts d'étanchéité peuvent apparaître à tout moment. Plus de 80 % des pipettes envoyées pour réparation ne sont pas étanches et présentent un volume hors tolérance, bien qu'elles ne gouttent pas.

Si une pipette ne présente aucun défaut mécanique, qu'elle est propre et qu'elle passe le contrôle au PLT unit, c'est qu'elle respecte ses tolérances

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ POUR MICROPIPETTE PLT UNIT (SUITE)

Comprend respectivement un adaptateur monocanal* pour le contrôle de pipettes à coussin d'air monocanal avec pointe (montée) et sans pointe, 2 obturateurs borgnes, 3 filtres PE de rechange pour l'adaptateur de pipette, un bloc d'alimentation universel, un certificat de qualité et le mode d'emploi.
* Adaptateur 4 canaux pour pipette en option

Référence	Désignation	Repère	Prix € HT
4.007886	Détecteur d'étanchéité PLT Unit	A	1552,51
9.280577	Adaptateur optionnel pipette multicanaux	B	123,29
9.280575	Adaptateur de rechange pipette monocanal avec pointe	C	38,19
9.280576	Adaptateur de rechange pipette monocanal sans pointe	D	38,19
9.280578	Filtres PE de rechange (10 unités)	-	7,43
9.280579	Bloc alimentation universel 100-240v / 50-60Hz	-	59,80
703980	Logiciel PC pour transfert de données (câble inclus)	-	157,54

MICROPLAQUE 96 PUIITS NOIRE ET BLANCHE NON TRAITÉE GREINER BIO-ONE



- > Exempt DNase et RNase
- > Apyrogène

Microplaque à fond plat sans couvercle noire pour fluorescence (FLUOTRAC™) ou blanche pour luminescence (LUMITRAC™). Le puits noir ou blanc à fond transparent évite les interactions entre puits et permet un examen au microscope. Deux qualités de surface sont proposées : haute capacité d'adsorption (600) ou moyenne capacité d'adsorption (200).

Couleur	□	■	□	■
Fond	Blanc	Noir	Transparent	Transparent
Quantité / sachet	10	10	10	10
Conditionnement	40	40	40	40
LUMITRAC 600 (=hight bind) stérile	0438209		0438205	
Prix €HT	72,57		152,59	
FLUOTRAC 200 non stérile		0438211		0438207
Prix €HT		67,44		152,59

AQUACHROM™ ECC



- > Détection et dénombrement des coliformes et de E.coli dans les échantillons d'eau

Méthode simple
Détection à l'œil nu (pas besoin de lampe UV)
Méthode validée par AOAC RI

Ajouter la dose pré-pesée d'AquaCHROM™ ECC à un échantillon d'eau de 100mL, agiter et incubé 37°C pendant 18 à 24h.

Stockage: milieu en poudre entre 15 et 30°C

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0323001	AquaCHROM™ ECC	100 doses de 100mL	285,00

CHROMAGAR™ B. CEREUS



- > Détection et numération du groupe *Bacillus cereus*

Lecture facile après 24h
Méthode sensible et spécifique
Meilleure sélectivité et récupération par rapport aux milieux classiques

Incubation 18 à 24h à 30°C
Stockage:
> Base: entre 15 et 30°C
> Supplément: entre 2 et 8°C

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0323012	CHROMagar™ B.cereus	Kit pour 5L de gélose	285,00

CHROMAGAR™ CAMPYLOBACTER



> Pour la détection, la différenciation et le dénombrement des *Campylobacter* thermotolérants

Conforme à la norme ISO 10272-1 pour la détection de *Campylobacter* dans les analyses de produits alimentaires pour la consommation humaine, l'alimentation animale et les échantillons environnementaux.

Lecture facile: après incubation les colonies sont de couleurs rouge intenses sur une gélose translucide.

Incubation à 42°C pendant 36 à 48h
Stockage:
> Base: entre 15 et 30°C
> Supplément: entre 2 et 8°C

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0323014	CHROMagar™ Campylobacter	Kit pour 5L de gélose	380,00
0323015	CHROMagar™ Campylobacter	Kit pour 25L de gélose	1662,50

CHROMAGAR™ E.COLI



> Détection et dénombrement d' *E.coli* dans les échantillons alimentaires, d'eau et environnementaux

Détection en 24h
Lecture et interprétation faciles, les colonies d'*E.coli* sont bleu, les autres bactéries à gram - sont incolores.

Incubation à 37°C pendant 24h.
Stockage: milieu en poudre entre 15 et 30°C

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0323019	CHROMagar™ E.coli	Kit pour 5L de gélose	285,00
0323020	CHROMagar™ E.coli	Kit pour 25L de gélose	1235,00

CHROMAGAR™ ECC



> Détection et dénombrement d' *E.coli* et Coliformes dans les échantillons alimentaires et d'eau.

Détection et différenciation simultanées entre *E.coli* et Coliformes sur la même gélose.

Incubation à 37°C pendant 24h
Pour la détection des coliformes totaux incubation 24h à 30°C
Pour la détection des coliformes fécaux, incubation 24h à 44°C

Stockage: milieu en poudre entre 15 et 30°C

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0323023	CHROMagar™ ECC	Kit pour 5L de gélose	285,00
0323025	CHROMagar™ ECC	Kit pour 25L de gélose	1235,00
0323024	CHROMagar™ ECC	Kit de 10Kg de préparation	11590,00

CHROMAGAR™ ENTEROBACTERIA



> Pour la détection et le dénombrement des Enterobacteries

Conforme à la norme ISO 21528 pour le dénombrement des Enterobacteries dans les analyses de produits alimentaires pour la consommation humaine, l'alimentation animale et les échantillons environnementaux, utilisant le VRBG comme milieu de culture.

Ce milieu permet aussi la détection et la différenciation de *E.coli* par rapport à d'autres Enterobactéries par la couleur.

Incubation à 30°C ou 37°C pendant 24h.
Stockage: milieu en poudre entre 15 et 30°C

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0323018	CHROMagar™ Enterobacteria	Kit pour 5L de gélose	285,00

CHROMAGAR™ O157



> Pour l'isolement sélectif et la différenciation de E. coli O157

Pour l'isolement sélectif et la différenciation de E. coli O157 dans des échantillons animaux et agro-alimentaires.

Détection rapide: E. coli O157 est détecté par une couleur mauve caractéristique après seulement 24h d'incubation, alors que la plupart des autres E. coli sont bleus.

Haute sensibilité

Incubation à 37°C pendant 24h

Stockage: milieu en poudre entre 15 et 30°C

Référence	Désignation	Conditionnement	Prix € HT
0323021	CHROMagar™ O157	Kit pour 5L de gélose	1520,00
0323022	CHROMagar™ O157	Kit pour 25L de gélose	1660,60

KIT DE DÉTECTION DES LÉGIONELLES DANS L'EAU



- > Test immunochromatographique à flux latéral (LFICA)
- > Détecte l'antigène *Legionella pneumophila*
- > Matrice : échantillons d'eau et les biofilms (écouvillonnage)

Gamme ULTRA

Ces kits de test Legionella sont les plus sensibles, offrant des niveaux de détection de 100 UFC/L pour les tests d'eau. Idéal pour les pays où les niveaux d'action sont plus stricts et pour les industries où le risque d'infection par Legionella est élevé.

Gamme MULTIPLE

Ces kits de test Legionella ont des niveaux de sensibilité de 1 000 UFC/L et 10 000 UFC/L. Plus la concentration d'antigène Legionella est élevée, plus la couleur de la ligne positive est forte, ce qui peut être comparé à la carte de score visuelle pour donner une indication du niveau de Legionella présent.

Gamme ONE : le test détecte le sérotype 1 de *Legionella pneumophila*.

Gamme PRO : le test détecte tous les sérotypes 1 à 15 de *Legionella pneumophila*. Dans une innovation remarquable, le test est un test à trois lignes qui isole la bactérie et identifie distinctement la présence du sérotype 1 sur une ligne de test et 2 à 15 sur une autre, fournissant instantanément des informations clés à l'utilisateur.

Lecture sous 25 min.

Référence	Gamme	Sensibilité	Référence fabricant	Nombre de test	Prix € HT
0513000	PRO ULTRA	100 UFC/L	500500	1	83,38
0513001	PRO ULTRA	100 UFC/L	500501	5	409,68
0513002	PRO ULTRA écouvillonnage	200 UFC par zone prélevée	500502	1	75,80
0513003	ONE ULTRA	100 CFU/L	100198	1	69,48
0513004	ONE MULTI	1 000 UFC/L plus 10 000 UFC/L d'indice de risque vérifié	100254	1	69,48
0513005	ONE ULTRA	100 UFC/L	100182	5	341,40
0513006	ONE MULTI	1 000 UFC/L plus 10 000 UFC/L d'indice de risque vérifié	100264	5	341,40
0513007	ONE ULTRA écouvillonnage	200 UFC par zone prélevée	100220	1	63,17

PAPIER D'ESSUYAGE TORK MULTI-USAGES



PAPIER D'ESSUYAGE TORK MULTI-USAGES (SUITE)

Ultra résistant : papier d'essuyage multi-usages le plus résistant, adapté aux tâches les plus exigeantes. Absorption efficace de l'huile et de l'eau. Très résistant, même mouillé.

Plus : idéal pour éponger les liquides et essuyer les mains.

Classique : adapté aux tâches légères.

Référence	Format	Type	Couleur	Dimensions feuille L x l cm	Nbre plis	Feuilles/paquet x paquet/colis	Compatibilité	Repère	Prix € HT
0301052	Bobine maxi	Ultra-résistant		34 x 36.9	2	1000 x 1	0301040/0301041	A	56,91
0301053	Bobine Combi	Ultra-résistant		25.5 x 33.5	2	350 x 2	0301040/0301041 /0301042	B	61,85
0301054	Bobine maxi	Plus		34 x 23.5	2	1500 x 1	0301040/0301041	A	41,74
0301055	Bobine maxi	Plus		34 x 36.9	2	1500 x 1	0301040/0301041	A	65,54
0301056	Bobine combi	Plus		34 x 23.5	2	750 x 2	0301040/0301041 /0301042	B	45,91
0301057	Bobine combi	Plus		34 x 23.5	1	750 x 2	0301040/0301041 /0301042	B	41,74
0301058	Bobine maxi	Classique		38 x 24.5	1	1000 x 1	0301040/0301041	A	38,77

ROULEAU ESSUIE-TOUT TORK



> Rouleau Essuie-tout Tork

Essuie-tout ultra-absorbant

Idéal pour les tâches d'essuyage quotidiennes

Référence	Désignation	Largeur (cm)	Feuilles / rouleau	Prix € HT
0301038	Tork Essuie-tout	20.9	280	42,60
0301039	Tork Essuie-tout Extra Absorbant	23	64	47,48

ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS TORK XPRESS®



Confort supérieur et hygiène maximale

Large choix de différentes qualités

Référence	Désignation	Qualité	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Paquets x Feuilles	Compatibilité	Prix € HT
0301011	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Extra-Doux	Premium	34x21.2	21x100	0301008 / 0301009	84,46
0301012	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Doux	Premium	34x21.2	21x110	0301008 / 0301009	101,33
0301013	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Doux	Premium	25.5x21.2	21x150	0301008 / 0301009	86,02
0301014	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Doux	Advanced	24x21.3	21x180	0301008 / 0301009	90,93
0301015	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés délitables	Advanced	24x21	21x200	0301008 / 0301009	93,52

ESSUIE-MAINS INTERFOLIÉS TORK XPRESS® (SUITE)

Référence	Désignation	Qualité	Dimensions de la feuille L x l (cm)	Paquets x Feuilles	Compatibilité	Prix € HT
0301016	Tork Xpress® Essuie-Mains Interfoliés Doux Naturel	Advanced	24x21.3	21x180	0301008 / 0301009	90,93
0301017	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés	Advanced	23.4x21.3	20x190	0301008 / 0301009	108,59
0301018	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés	Universal	34x19.6	21x160	0301008 / 0301009	69,50
0301019	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés	Universal	23.4x21.3	20x237	0301008 / 0301009	96,31
0301020	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés Bleu	Universal	23.4x21.3	20x237	0301008 / 0301009	96,31
0301021	Tork Xpress® Essuie-mains interfoliés	Universal	23.4x21.3	20x250	0301008 / 0301009	86,16

PAPIER TOILETTE EN ROULEAU TORK SMARTONE®



Offre davantage de feuilles sur le rouleau et moins de place perdue dans l'emballage
Tube centrale : inutile de déchirer et très facile à retirer

Référence	Désignation	Compatibilité	Prix € HT
0301023	Tork SmartOne® Papier toilette rouleau	0301022	49,98

ESSUIE-MAINS ROULEAU TORK MATIC®



Papier Bleu qualité Advanced, certifié pour le contact alimentaire, idéal pour assurer la traçabilité dans les environnements alimentaires
Qualité Universal extra long pour un choix économique

Référence	Désignation	Qualité	Couleur	Compatibilité	Prix € HT
0301003	Tork Matic® Essuie-Mains rouleau doux	Premium	Blanc	0301001 / 0301002	75,48
0301004	Tork Matic® Essuie-mains rouleau	Advanced	Blanc	0301001 / 0301002	108,59
0301005	Tork Matic® Essuie-mains rouleau	Advanced	Bleu	0301001 / 0301002	95,38
0301006	Tork Matic® Essuie-mains rouleau	Advanced	Vert	0301001 / 0301002	77,42
0301007	Tork Matic® Essuie-Mains rouleau extra long	Universal	Blanc	0301001 / 0301002	133,39

PAPIER D'ESSUYAGE TORK REFLEX™



> Papier d'Essuyage Tork Reflex™
Papier d'essuyage multi-usages idéal pour éponger les liquides et essuyer les mains
Distribution feuille-à-feuille pour une consommation réduite jusqu'à 37 %

PAPIER D'ESSUYAGE TORK REFLEX™ (SUITE)

Référence	Désignation	Couleur	Compatibilité	Prix € HT
0301035	Tork Reflex™ Papier d'essuyage Plus Mini	Blanc		96,52
0301036	Tork Reflex™ Papier d'essuyage Plus	Bleu	0301031 / 0301032	54,64
0301037	Tork Reflex™ Papier d'essuyage Plus	Blanc	0301031 / 0301032	72,40

PAPIER HYGIÉNIQUE ROULEAU TORK JUMBO



Désignation	Tork Papier toilette Jumbo doux	Tork Papier toilette Jumbo	Tork Papier toilette Mini Jumbo Naturel	Tork Papier toilette Mini Jumbo Blanc
Qualité	Premium	Advanced	Advanced	Advanced
Largeur (cm)	9.7	9.4	9.4	9.4
Compatibilité	0301024	0301024	0301028	0301028
Standard	0301026	0301027		
Prix €HT	76,53	51,75		
Mini			0301029	0301030
Prix €HT			55,92	55,92

PIPETEUR GROSSERON COLLECTION



- > Pompe puissante (pipette de 25 ml en 5 secondes)
- > Léger et maniable
- > Matière plastique résistant aux UV et autoclavable
- > Indicateur de batterie faible

Plage volumétrique : 2 à 100mL
Paramètres de vitesse : 9 niveaux
Filtration : Filtre en PTFE et soupape de sécurité

Source d'alimentation : batterie Li-ion (2500mAh)
Poids : 207g
Longueur du câble de chargement : 1.4m

* Attention : Non compatible avec les pipettes sérologiques de 1mL

Référence	Désignation	Prix € HT
0633000	Pipeteur sur batterie Grosseron Collection	209,40

PIPETEUR SUR BATTERIE GROSSERON COLLECTION PINK



- > Pompe puissante (pipette de 25 ml en 4 secondes)
- > Bouton poussoir à prise souple
- > Soupape de sécurité et filtres hydrophobes
- > Mode de vitesse haut et bas
- > Chargeur intelligent
- > Indicateur de batterie faible

La conception du contrôleur de pipette Grosseron Collection a été créée pour offrir une expérience agréable pour les utilisateurs.
Construction légère pour une facilité d'utilisation constante sur une utilisation prolongée.
Angle de cône de nez unique pour une flexibilité de fonctionnement accrue, même sous hotte aspirante.
Batteries NiMH rechargeables respectueuses de l'environnement, offrant jusqu'à 8 heures de sortie continue.

Pour chaque appareil acheté, 10€ reversés à Think Pink.

2 piles rechargeables NiMH 1,2 V / 1000 mAh facilement remplaçables
Plage volumétrique : pipette en plastique ou en verre de 0,1 ml à 200 ml
Chargeur intelligent, peut être utilisé séparément et avec support mural et support de bureau
Pointe conique autoclavable pour éviter la contamination croisée
Système de sécurité : filtre PTFE hydrophobe de 0,45 µm remplaçable et clapet anti-retour de sécurité

Référence	Désignation	Couleur	Prix € HT
P016500	Pipeteur sur batterie Grosseron Collection Pink		139,00

PIPETEUR PIPETBOY ACU 2 INTEGRA



- > Léger et rapide, le plus célèbre des pipeteurs est encore plus performant
- > Grande résistance
- > Décliné en 6 couleurs pour une meilleure différenciation

PIPETBOY acu 2 a été conçu selon les recommandations en matière d'ergonomie de façon à tenir confortablement dans la main et permettre à vos doigts de garder une position naturelle tout au long de vos activités de pipetage.
Avec seulement 195 g et une balance de poids optimale, PIPETBOY acu 2 vous offre une meilleure ergonomie, éliminant stress et fatigue en cas de pipetage prolongé.

Puissance : mode spécial turbo
Rapidité : 13.5ml/s max (avec une pipette de 25ml)
Autonomie : Mini 5500 cycles de pipetage de 25 ml (batterie chargée)
Indicateur de batteries avec 3 niveaux d'information
Temps de charge ultra rapide : 3.5 heures
Ultra léger : 195g
Adaptateur secteur, accumulateur, filtre et fixation murale inclus(e)
Accumulateurs Lithium Polymer

Référence	Modèle	Prix € HT
0155000	Pipetboy Acu classique	265,00
0155015	Pipetboy Acu vert	265,00
0155016	Pipetboy Acu rouge	265,00
0155017	Pipetboy Acu bleu	265,00
0155018	Pipetboy Acu cristal	265,00
0155019	Pipetboy Acu violet	265,00
0155020	Pipetboy Acu rose	265,00

PRÉLEVEUR DE POUDRE EN PETIT VOLUME À USAGE UNIQUE



> FDA et EU 10/2011

Ce préleveur à usage unique permet le prélèvement d'un volume variant de 1 à 20 ml de poudre ou granule localisé à un endroit connu. Emballage individuel. Fabriqué en polyéthylène haute densité (FDA grade - conforme CFR 177.1520).

Mode opératoire

- 1 : après avoir vérifié que la chambre de prélèvement est recouverte par le corps du préleveur, enfoncer le dans le produit à la profondeur choisie.
- 2 : tirer sur le corps du préleveur pour ouvrir la chambre qui se remplit.
- 3 : pousser sur le corps du préleveur pour refermer la chambre. Retirer le du produit.
- 4 : libérer l'échantillon en tirant sur le corps du préleveur.

Volume ml	0.5	1	2	3	5	10	20
Ø tube mm	21	21	21	21	21	21	21
Matière	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Conditionnement	20	20	20	20	20	20	20
longueur : 500 mm		0415164			0415165	0415166	0415167
Prix €HT		115,42			115,42	115,42	115,42
longueur : 500 mm, stérile	0415681	0415168	0415682	0415683	0415169	0415170	0415171
Prix €HT	141,03	132,49	132,49	132,49	132,49	132,49	132,49
longueur : 1000 mm		0415172			0415173	0415174	0415175
Prix €HT		143,03			143,03	143,03	143,03
longueur : 1000 mm, stérile		0415176	0415679	0415680	0415177	0415178	0415179
Prix €HT		177,11	177,11	177,11	177,11	177,11	177,11
longueur : 1500 mm							0415752
Prix €HT							258,97
longueur : 1500 mm, stérile							0415753
Prix €HT							305,82

POIGNARD DÉTECTABLE



- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Couleur bleue
- > Homologué contact alimentaire
- > Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7

Emballage unitaire, stérile

Référence	Longueur totale mm	Longueur poignée mm	Conditionnement	Prix €HT
6.284570	263	150	10	30,03

POIGNARD FORME V À USAGE UNIQUE DÉTECTABLE



- > FDA, EU 10/2011, EC1935/2004
- > Détectable aux rayons X et détecteur de métal
- > Emballage individuel

Référence	Longueur lame mm	Largeur lame mm	Longueur total mm	Matière	Conditionnement	Prix €HT
0415768	150	20	248	PP	4	9,58
0415769	250	20	345	PP	4	10,66

GEL BACTÉRICIDE NETTOYANT-DÉSINFECTANT DAMEA OBIOSEED



- > Usage Fréquent
- > Respectueux de l'épiderme
- > Désinfecte en 30 secondes

Gel lavant bactéricide pour les mains, adapté à une utilisation fréquente. Ce gel onctueux préserve la douceur et la souplesse de la peau après utilisation. Convient à un usage dans les collectivités publiques, gymnases, sanitaires publics, le secteur médical, les administrations, les métiers de bouche et l'agroalimentaire

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067005	Flacon pompe 1 litre	3,95
1067015	Bidon de 5 litres	10,26
1067016	Recharge de 750 ml	3,88

GEL HYDROALCOOLIQUE DÉSINFECTANT OBIOSEED



- > Ces articles bénéficient d'une Tva réduite à 5.5%. La version actuelle de notre site ne permet pas de gérer ce taux de Tva réduit. Le taux réduit sera quand même appliqué sur votre commande. Si vous payez par carte bleue et que vous souhaitez bénéficier de ce taux réduit, nous vous invitons à nous passer votre commande par mail à l'adresse : commande@grosseron.com.
- > Virucide, testé sur MVA (marqueur du coronavirus)
- > Sans parfum
- > Usage fréquent

Désinfection hygiénique des mains par friction. Solution hydroalcoolique gélifiée, à usage externe, destinée à l'antiseptie rapide des mains. S'utilise sur mains propres et sèches. Ne nécessite ni rinçage, ni séchage.

Bactéricide : EN1500
Virucide : EN14476 - A2

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067010	Flacon 100 ml	1,28
1067114	Flacon 250 ml	1,93
1067115	Flacon pompe 500 ml	4,11
1067001	Flacon pompe 1 litre	6,35
1067006	Bidon 5 litres	23,04
1067017	Recharge 750 ml	5,58

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE DAMEA OBIOSEED



- > Sans parfum
- > Sans rinçage
- > Usage Fréquent

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE DAMEA OBIOSEED (SUITE)

Désinfectant bactéricide, levuricide, fongicide et virucide à spectre limité (Coronavirus, Virus enveloppés, Adénovirus, Norovirus...) sans rinçage destiné à la désinfection hygiénique des mains par friction et toutes les surfaces du matériel y compris en milieu alimentaire.

Certifié par Ecocert Greenlife

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067118	Spray 100 ml	1,48
1067117	flacon 500 ml	3,09
1067116	Spray 1 litre	5,87
1067111	Bidon de 5 litres	22,41

GEL LAVANT PURE MAINS PARFUMÉ OBIOSEED



- > Sans Paraben
- > Agents adoucissants
- > PH 5

Gel lavant doux et onctueux pour les mains au parfum délicat de fleurs blanches. Formule sans parabène , contenant des agents adoucissants laissant la peau douce et souple après utilisation.

COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife

Existe en recharge 750ml pour distributeur JVD

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067090	Flacon pompe de 500 ml	3,51
1067093	Bidon de 1 litre	4,04
1067094	Bidon de 5 litres	11,70

GEL LAVANT PURE NEUTRAL SANS PARFUM OBIOSEED



- > Sans parfum
- > Sans paraben
- > PH 5

Gel lavant pour les mains, sans parabène et sans parfum pour éviter toute allergie dans le cadre d'une utilisation fréquente. Convient aussi parfaitement pour le corps et les cheveux.

COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife

Existe en recharge 750ml pour distributeur JVD

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067084	Flacon de 500 ml	3,58
1067087	Flacon pompe de 1 litre	3,53
1067089	Bidon de 5 litres	8,12

LOTION MOUSSE PURE NEUTRAL OBIOSEED



- > Usage fréquent
- > Sans parfum
- > Sans Paraben
- > PH 5

Lotion mousse lavante douce et onctueuse pour les mains, sans parfum, sans ni parabène, pour une utilisation fréquente. Contient des agents hydratants pour améliorer la souplesse de la peau. Convient parfaitement pour une utilisation fréquente des mains, du corps et des cheveux.

COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife

Existe en recharge 750ml pour distributeur JVD

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067095	Flacon de 150 ml	3,88
1067098	Bidon de 1 litre	3,02
1067099	Bidon de 5 litres	10,16

LOTION PURE MOUSSE PARFUMÉE OBIOSEED



- > Usage régulier
- > Sans colorant
- > PH 5

Lotion mousse lavante douce et onctueuse légèrement parfumée au citron, sans colorant et contenant des agents adoucissants, pour une utilisation régulière. Laisse une agréable sensation de douceur et de souplesse sur la peau après utilisation.

COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife

Existe en recharge 750ml pour distributeur JVD

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067103	Bidon de 5 litres	10,74

RECHARGE MOUSSE ET GEL LAVANT OBIOSEED



Recharge de 750ml lavante pour distributeur JVD -

Référence	Désignation	Usage	Prix €HT
1067085	Gel lavant Pure neutral sans parfum	Fréquent	3,46
1067096	Mousse lavante Pure neutral sans parfum	Fréquent	3,70
1067091	Gel lavant Pure mains iris coton	Régulier	3,87
1067100	Mousse lavante Pure mousse citron	Régulier	3,93

DÉTERGENT MULTI-USAGES CONCENTRÉ OBIOSEED



- > Bactéricide, levuricide, virucide
- > Concentré

Produits concentrés destinés au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces lavables. Utilisation avec rinçage

*Produits non soumis à la réglementation Biocide
**Utilisation sans rinçage sauf en cas de contact alimentaire

Référence	Produit	Conditionnement	Parfum	Matière active	Spécification	Ecocert	Contact Alimentaire	Repère	Prix € HT
1067046	LENABACT ULTRA	Flacon doseur 1L	Sans parfum	Acide Lactique	Désinfectant - détartrant	oui	oui	B	10,20
1067041	LENABACT ULTRA	Bidon 5L	Sans parfum	Acide Lactique	Désinfectant - détartrant	oui	oui	B	40,86
1067035	PURE DSR*	Bidon 5L	Sans parfum	-	Décapant polyvalent	oui	-	D	11,27
1067051	DRYNET**	Flacon doseur 1L	Verveine	-	Détergent multi-usages	oui	-	E	4,46
1067037	DRYNET**	Bidon 5L	Verveine	-	Détergent multi-usages	oui	-	E	13,17
1067013	PURE DTU*	Flacon spray 1L	Verveine	-	Détergent multi-usages	oui	-	F	2,20
1067038	PURE DTU*	Flacon doseur 1L	Verveine	-	Détergent multi-usages	oui	-	F	3,32
1067039	PURE DTU*	Bidon 5L	Verveine	-	Détergent multi-usages	oui	-	F	1,69
1067053	ULTRACHLORE	Bidon 5L	Sans parfum	Hypochlorite de sodium	Désinfectant chloré - dégraissant	non	oui	G	15,97
1067009	INOBACT	Flacon 1L	Sans parfum	Ammonium Quaternaire	Désinfectant	non	non	H	6,96
1067033	INOBACT	Bidon 5L	Sans parfum	Ammonium Quaternaire	Désinfectant	non	non	H	28,87
1067054	ULTRAGERM	Flacon doseur 1L	Pêche	Ammonium Quaternaire	Désinfectant - désodorisant	non	non	I	8,01
1067055	ULTRAGERM	Flacon doseur 1L	Verveine	Ammonium Quaternaire	Désinfectant - désodorisant	non	non	I	9,09
1067040	PENTAGERME	Bidon 5L	Sans parfum	Ammonium Quaternaire	Désinfectant - dégraissant	non	oui	J	9,82

DÉTERGENT, DÉSINFECTANT ET DÉTARTRANT PENTACIDE OBIOSEED



- > Bactéricide, Levuricide
- > Élimine les dépôts calcaires
- > Sans parfum

Il est destiné au nettoyage et à la désinfection de toutes les surfaces lavables. Son action détartrante permet l'élimination des dépôts calcaires et prévient la formation de biofilm. Grâce à sa double action, il assure une hygiène parfaite en cuisine, en une seule opération. Pour les utilisateurs les plus exigeants, une utilisation en alternance avec PENTAGERME ULTRA est possible.

Référence	Conditionnement	Prix € HT
1067061	Bidon de 5 litres	9,71

DÉTERGENT - DÉGRAISSANT CONCENTRÉ PUREGRAIS ECOCERT OBIOSEED



- > Dégraissant multi-usages, et multi-surfaces en milieu alimentaire
- > Utilisable en Auto-laveuse
- > N'attaque pas les métaux

Puissant détergent et dégraissant spécialement conçu pour éliminer les graisses et salissures tenaces. En zone alimentaire comme en zone collective, il élimine les graisses, huiles, traces de caoutchouc, moisissures et tout autre dépôt tenace. Il convient pour le nettoyage des hottes, plans de travail, bacs à frites...

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE

Référence	Conditionnement	Utilisation	Prix €HT
1067023	Bidon 5 litres	Concentré	8,40
1067060	Flacon spray de 1 litre	Prêt à l'emploi	3,21

GEL DÉTARTRANT ET DÉSINFECTANT LENACID EXCEL ECOCERT OBIOSEED



- > Bactéricide, levuricide
- > Brillance sans traces

Gel détartrant désinfectant premium à base d'acide lactique. Formule EXCEL pour éliminer les dépôts de tartre tenaces dans les salles de bains et sanitaires. Large spectre de désinfection. Fait briller sans laisser de tartre.

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE

Prêt à l'emploi

Conditionnement	Flacon 1 litre
Sans Parfum	1067071
Prix €HT	2,23
Parfum Menthe	1067072
Prix €HT	2,69

DÉTERGENT ET DÉSINFECTANT LENACID ULTRA MENTHE ECOCERT OBIOSEED



- > Levuricide, virucide
- > Désodorisant
- > Brillance sans trace

Détartrant désinfectant concentré à base d'acide lactique. Nettoyage et détartrage efficace pour tous types de sols et surfaces. Large spectre de désinfection.

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE

Concentré
Parfumé à la menthe

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067105	5L	48,92

DÉTERGENT POLYVALENT DRYNET ECOCERT OBIOSEED



- > Très concentré
- > Séchage rapide
- > Agréablement parfumé

Formule spécifique permettant un usage sur tous les types de sols et surfaces dures sans laisser de traces. Conçu pour les professionnels du nettoyage, il sèche très rapidement afin de réduire considérablement la gêne pour les utilisateurs des lieux traités. Délicatement parfumé, il laisse une note fraîche et tonique après usage.

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE

Parfum verveine

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067051	Flacon doseur 1 litre	4,46

DÉTERGENT DÉGRAISSANT ET DÉSINFECTANT MULTI-USAGE OBIOSEED



- > Bactéricide, Levuricide, virucide
- > Large spectre de désinfection
- > Prêt à l'emploi

Produits dégraissants, détergents et désinfectants destinés à la désinfection de tous types de sols et surfaces.

* Oxyperbact ne dégraisse pas les surfaces.

Référence	Produit	Conditionnement	Parfum	Matière active	Rinçage	Ecocert	Contact Alimentaire	Repère	Prix €HT
1067042	LENABACT	Flacon spray 750ml	Sans parfum	Sans Acide Lactique	oui	oui	oui	A	3,29
1067034	ULTRACHLORE	Flacon spray 750ml	Eucalyptus	Hypochlorite de sodium	oui	non	oui	B	3,21
1067008	INOBACT	Flacon spray 1L	Sans parfum	Ammonium Quaternaire (CDDA)	oui	non	non	C	2,89
1067045	OXYPERBACT*	Bidon 5L	Sans parfum	Peroxyde d'hydrogène	non	non	non	D	10,22

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT PEROBACT OBIOSEED



- > Efficacité virucide sur le coronavirus
- > Prêt à l'emploi
- > Formulé sans agent chloré
- > Sans ammonium quaternaire
- > Sans rinçage

Détergent désinfectant bactéricide, levuricide et fongicide destiné à la désinfection de toutes les surfaces et matériel de préparation en contact alimentaire. Il est également efficace contre les mauvaises odeurs.

Bactéricide EN 1276 - EN 13697
Fongicide EN 1650
Virucide EN 14476
PH 3

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067012	Flacon pulvérisateur de 1 litre	3,28
1067019	Bidon de 5 litres	7,23

NETTOYANT VITRES PUREVIT OBIOSEED



- > Sans traces
- > Agents de surface 100% d'origine végétale

Nettoyant vitres et surfaces modernes agréée contact alimentaire en HACCP. Laisse un fini brillant non gras : Élimine les résidus minéraux. Efficace sur les traces de stylos, feutres, crayons. Nettoie sans laisser de traces.

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE

Prêt à l'emploi

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067056	Bidon de 5 litres	4,53

DÉTERGENT, DÉGRAISSANT PAE PENTASPRAY SR+ OBIOSEED



- > Efficace contre le coronavirus en seulement 30 min
- > Bactéricide et Levuricide en 1 min
- > Sans rinçage
- > Prêt à l'emploi

Le Pentaspray SR+ est un détergent désinfectant bactéricide, levuricide, fongicide et et virucide à spectre limité (coronavirus, virus enveloppés, adénovirus, norovirus...) sans rinçage destiné à la désinfection de toutes les surfaces du matériel y compris en milieu alimentaire.

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE

DÉTERGENT, DÉGRAISSANT PAE PENTASPRAY SR+ OBIOSEED (SUITE)

Matière active = éthanol

Conditionnement	Flacon spray 100ml	Flacon pulvérisateur 1L	Bidon 5L
Parfum Eucalyptus	1067014	1067021	1067003
Prix €HT	2,67	6,56	21,33
Sans Parfum		1067025	1067024
Prix €HT		6,09	20,88

Robinet pour bidon de 5L Pentasray SR+ Obioseed



S'adapte parfaitement au bidon Pentasray SR+ 5L.

Vendu à l'unité

Référence	Désignation	Prix €HT
1067022	Robinet pour bidon de 5L Pentasray SR+	3,80

DÉSINFECTANT SPÉCIAL AUTOLAVEUSE ACTIBRUSH CHLORE



- > Produit spécial autolaveuses
- > Large spectre de désinfection
- > Élimine efficacement les salissures

ACTIBRUSH AUTOLAVEUSE est spécialement étudié pour la désinfection et le nettoyage quotidien des surfaces de manière mécanisée. Son large spectre d'efficacité (bactéricide, fongicide, sporicide, virucide...) lui permet d'être utilisé pour la désinfection des surfaces en industrie agroalimentaire : industrie laitière, industrie de la viande, fabrication de produits alimentaires divers... ACTIBRUSH CHLORE peut aussi être utilisé dans la lutte contre les biofilms. ACTIBRUSH CHLORE est aussi un excellent nettoyeur qui élimine rapidement et efficacement les salissures courantes.

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067052	Bidon de 5 litres	14,48

GEL DÉTARTRANT ET DÉSINFECTANT LENACID EXCEL ECOCERT OBIOSEED



- > Bactéricide, levuricide
- > Brillance sans traces

Gel détartrant désinfectant premium à base d'acide lactique. Formule EXCEL pour éliminer les dépôts de tartre tenaces dans les salles de bains et sanitaires. Large spectre de désinfection. Fait briller sans laisser de tartre.

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE

Prêt à l'emploi

Conditionnement	Flacon 1 litre
Sans Parfum	1067071
Prix €HT	2,23
Parfum Menthe	1067072
Prix €HT	2,69

DÉTERGENT ET DÉSINFECTANT SANITAIRE SPRAY LENACID OBIOSEED



- > Bactéricide, levuricide, virucide
- > Ravive la brillance

Spray détartrant désinfectant sanitaires à base d'acide lactique. Détartrant pour sanitaires et salles de bain. Large spectre de désinfection : élimine virus et bactéries. Fait briller l'émail et la robinetterie. Le spray est utilisable en mode spray ou en mode mousse : la mousse adhère bien aux parois à nettoyer, ce qui permet un nettoyage d'autant plus efficace.

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE

Prêt à l'emploi
Parfum Menthe

DÉTERGENT ET DÉSINFECTANT SANITAIRE SPRAY LENACID OBIOSEED (SUITE)

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067068	Flacon spray de 750ml	3,39

GEL WC DÉTARTRANT ET DÉSINFECTANT LENACID EXCEL OBIOSEED



- > Bactéricide, levuricide
- > Forte efficacité
- > Brillance sans traces

Gel détartrant et désinfectant WC PREMIUM à base d'acide lactique. Élimine efficacement et rapidement les dépôts calcaires sur les rebords grâce à son bec coudé. Large spectre de désinfection. Fait briller sans laisser de trace. Formule EXCEL 100% d'origine naturelle.

Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE

Prêt à l'emploi

Conditionnement	Flacon de 750 ml
Sans Parfum	1067075
Prix €HT	2,79

DÉTARTRANT DÉSINFECTANT SANITAIRES EMACLEAN OBIOSEED



- > Ravive la brillance des surfaces
- > Élimine rapidement tartre et calcaire

Détartrant bactéricide rénovateur spécialement formulé pour éliminer facilement et rapidement les dépôts de tartre ou de calcaire dans les sanitaires et sur tous types de sols. Il ravive la brillance des surfaces, des sols, de l'émail et de l'inox en laissant après application une agréable note fraîche.

Bactéricide EN 1276

Référence	Conditionnement	Prix €HT
1067011	Flacon pulvérisateur de 1 litre	2,92
1067074	Bidon 5 litres	6,16

GEL DÉSINFECTANT SANITAIRES CHLORAPRO OBIOSEED



- > Détartrant
- > Brillance sans traces
- > Large spectre de désinfection.

CHLORAPRO GEL est un désinfectant prêt à l'emploi pour les sanitaires et les salles de bain. Bactéricide, virucide, fongicide, sa formule chlorée efficace couvre un large spectre de désinfection. Vos émaux et robinetteries seront d'une hygiène sans faille.

Conditionnement	Falcon 1 litre
Sans Parfum	1067078
Prix €HT	2,19

BLOUSE PP NON TISSÉE À BOUTON PRESSION



2 poches.
Fermeture avec bouton pression.
Poignets élastiqués

Référence	Couleur	Taille	Epaisseur	Manche élastiquée	Conditionnement	Prix € HT
0893098		XL	30 g/m2	Non	Carton de 50 individuels	34,39
0893099		XXL	30 g/m2	Non	Carton de 50 individuels	34,39
0893100		M	30 g/m2	Oui	Carton de 50 individuels	31,31
0893101		XL	30 g/m2	Oui	Carton de 50 individuels	31,31
0893102		XXL	30 g/m2	Oui	Carton de 50 individuels	31,31
0893103		XL	30 g/m2	Oui	Carton de 50 individuels	27,96
0893104		XXL	30 g/m2	Oui	Carton de 50 individuels	27,96
0893105		XL	30 g/m2	Non	Carton de 50 individuels	29,56

BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDE



- > Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane à expansion lente
- > Forme conique
- > Avec corde non amovible bleu en PVC

Boite de 150

Référence	Taille	Prix € HT
0893184	Taille unique	51,75

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE PVC



- > Bouchons d'oreilles en mousse de PVC à structure cellulaire fermée
- > Forme cylindrique
- > Couleur jaune
- > Usage unique

S'adapte à la forme du conduit auditif

Boite de 250
SNR = 28 dB (H = 30, M = 24, L = 22)

Référence	Taille	Prix € HT
0893182	Taille unique	87,00

CHARLOTTE CLIP ACCORDÉON



Polypropylène non-tissé. Extrémités soudées.

Référence	Diamètre cm	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
0893355	48		100	1,74
0893356	48		100	1,76
0893357	48		100	1,76
0893358	48		100	1,76
0893359	48		100	1,76
0893360	48		100	1,76
0893361	53		250	6,38
0893362	53		100	3,60

COMBINAISON PP NON TISSÉE



> En polypropylène non tissé

Haute densité pour une meilleure protection et opacité. Fermeture à glissière. Poignets, taille et chevilles élastiqués.

Taille	L	XL	XXL
Conditionnement	50	50	50
Blanche à capuche 40g/m2	0893132	0893133	0893134
Prix €HT	66,26	66,26	66,26
Blanche à capuche 30g/m2	0893124	0893125	0893126
Prix €HT	50,00	50,00	50,00
Marine à capuche 30g/m2	0893121	0893122	0893123
Prix €HT	51,20	51,20	51,20

GANT LATEX NON POUDRÉ TEXTURÉ



- > Règlement EPI 2016/425 - Catégorie I
- > EN 21420
- > EN 455-1-2-3

Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

AQL 1.5

Référence	Taille	Prix €HT
0893059	S	4,05
0893060	M	4,05
0893061	L	4,05
0893062	XL	4,05

GANT NITRILE MANCHETTE LONGUE



- > Agréé contact alimentaire

Règlement EPI 2016/425 - Catégorie III
EN 420:2003+A1:2009
EN 455-1-2-3
EN 374-1:2016+A1:2018
EN 374-5:2016
Conforme à la directive CE 93/42 - Classe I

Ambidextre
AQL 1.5
Longueur 280mm

Référence	Taille	Prix €HT
0893063	S	6,15
0893064	M	6,15
0893065	L	6,15
0893066	XL	6,15

GANT NITRILE NOIR NON POWDRÉ 0.08MM



> Agréé contact alimentaire

Règlement EPI 2016/425 - Catégorie III
EN 21420:2020
EN 455-1-2-3
EN 374-1:2016+A1:2018 TYPE B KPT
EN 374-5:2016
Règlement DM 2017/745 - Classe 1

AQL 1.5
Boite de 100
Non poudré

Référence	Taille	Prix €HT
0893081	S	3,27
0893082	M	3,27
0893083	L	3,27
0893084	XL	3,27

GANT NITRILE NON POWDRÉ 0.05MM



- > Ambidextre
- > Texture non glissante
- > Bout des doigts texturés
- > Retirer les gants en évitant

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie I - Risques mineurs uniquement
Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Boite de 200

Référence	Taille	Prix €HT
0893067	S	5,31
0893068	M	5,31
0893069	L	5,31
0893070	XL	5,31

GANT NITRILE NON POWDRÉ 0.06MM



> Agréé contact alimentaire

Règlement EPI 2016/425 - Catégorie III
EN 420:2003+A1:2009
EN 455-1-2-3
EN 374-1:2016+A1:2018
EN 374-5:2016

Vendu en sachet

Référence	Taille	Conditionnement	Prix €HT
0893076	S	200	6,33
0893077	M	200	6,33
0893078	L	200	6,33
0893079	XL	200	6,33
0893080	XXL	180	6,23

GANT NITRILE NON POWDRÉ 0.07MM



- > Ambidextre
- > Bord roulé
- > Texture non glissante
- > Bout des doigts texturés
- > Agréé contact alimentaire

Règlement EPI 2016/425 - Catégorie III
EN 420:2003+A1:2009
EN 455-1-2-3
EN 374-1:2016+A1:2018
EN 374-5:2016
Règlement DM 2017/745 - Classe I

GANT NITRILE NON POUDRÉ 0.07MM (SUITE)

AQL 1.5

Référence	Taille	Conditionnement	Prix €HT
0893071	S	100	3,12
0893072	M	100	3,12
0893073	L	100	3,12
0893074	XL	100	3,12
0893075	XXL	90	3,12

GANT NITRILE ORANGE 0.16MM



- > Ambidextre
- > Bord roulé
- > Texture extra grip
- > Agréé contact alimentaire

Boite de 50

Référence	Taille	Prix €HT
0893085	M	5,83
0893086	L	5,83
0893087	XL	5,83
0893088	XXL	5,83

GANT NITRILE ROSE 0.08MM



- > Ambidextre
- > Bord roulé
- > Texture non glissante
- > Bout des doigts texturés

Règlement EPI 2016/425 - Catégorie III
EN 21420:2020
EN 455-1-2-3-4
EN 374-1:2016+A1:2018
EN 374-5:2016
Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

AQL 1.5
Boite de 100

Référence	Taille	Prix €HT
0893089	XS	3,75
0893090	S	3,75
0893091	M	3,75
0893092	L	3,75
0893093	XL	3,75

GANT NITRILE SEMPERGUARD XPRT NON POUDRÉ



- > Non poudré
- > Catégorie III
- > CE classe I - EN 420 - EN 374 - EN 455

Formule spéciale en nitrile avec une résistance optimale aux huiles et matières grasses et une bonne résistance aux déchirures. Parfait pour un usage unique pour la protection des mains contre les projections de produits chimiques et dans le traitement de denrées alimentaires riches en graisses.
Exempt de phtalates, d'assouplissants et de protéines de latex allergènes.

Agréé contact alimentaire, protection contre les agents pathogènes.

Longueur 240 mm - Epaisseur 0.26mm - intérieur lisse - couleur bleu signal - ambidextre
Type B

Référence	Taille	Conditionnement	Prix €HT
1671009	S	100	5,09
1671011	L	100	5,47
1671012	XL	90	5,09

GANT NITRILE SEMPERGUARD XTRA LITE NON POWDRÉ



- > Non poudré
- > Catégorie III
- > CE classe I - EN 420 - EN 374 - EN 455

Ces gants ont une excellente dextérité ce qui facilite la manipulation des instruments délicats. L'extrémité des doigts est texturée et sa manchette à bord roulé lui confère une meilleure résistance et un enfilage plus facile.

*** Tarif promotionnel dans la limite des stocks disponibles ***

Agréé contact alimentaire, protection contre les agents pathogènes.

Longueur 240 mm - Epaisseur 0.14mm - intérieur lisse - couleur bleu lavande - ambidextre
Type B

Référence	Taille	Conditionnement	Prix €HT
1671001	S	200	6,85
1671003	L	200	6,26
1671027	L	100	7,50
1671004	XL	180	6,26

GANT CHLORURE DE VINYLE



- > Règlement EPI 2016/425 - Catégorie I
- > EN 420:2003+A1:2009

AQL 1.5
Ambidextre

Référence	Taille	Prix €HT
0893094	S	3,14
0893095	M	3,14
0893096	L	3,14
0893097	XL	3,14

KIT VISITEUR



Le kit se compose d'une blouse PE sans capuche, une charlotte ronde, un masque papier 1 pli et une paire de surchaussure PE

Vendu par 100 - 10x10 sachets individuels

Référence	Désignation	Prix €HT
0893146	visiteur	49,85

LUNETTES DE SÉCURITÉ LLG



- > Conforme CE selon EN166 et EN170

Référence	Modèle	Verre	Couleur monture	Poids g	Conditionnement	Repère	Prix €HT
9.006002	Basic	Clair, non revêtu, 2-1.2 U 1 F CE	Transparent	43	10	A	55,67
9.006001	Classic	Clair, anti-rayure, 2C-1.2 U 1 F CE		34	1	B	8,87

LUNETTES DE SÉCURITÉ LLG (SUITE)

Référence	Modèle	Verre	Couleur monture	Poids g	Conditionnement	Repère	Prix €HT
9.006007	Lady	Clair, anti-buée, anti-rayure, UV 400, 2C-1.2 U 1 FT KN CE	Blanc / vert	25	1	C	25,38
9.006008	Lady	Clair, anti-buée, anti-rayure, UV 400, 2C-1.2 U 1 FT KN CE	Blanc / rose	25	1	D	25,38
9.006009	Lady	Clair, anti-buée, anti-rayure, UV 400, 2C-1.2 U 1 FT CE	Noir / vert	25	1	E	22,55
6.312450	Comfort	Clair, anti-rayure, anti-buée, 2C-1.2U 1 FT CE	Noir/ vert	30	1	F	22,91


SURCHAUSSURE ET SURBOTTE EN POLYÉTHYLÈNE



- A- Surbotte transparente en PE 70 microns avec élastique de serrage et bords soudés. Dimensions : 36 x 44 cm.
- B- Surchaussure visiteur en CPE double épaisseur imperméable avec élastique de maintien à la cheville.
- C- Surchaussure non tissée laminée PE avec semelle antidérapante et imperméable. Adaptée pour les très grandes tailles. Dimension (+ 10%) : Longueur 43,5cm, largeur 16,5cm.

Référence	Désignation	Couleur	Taille	Conditionnement	Repère	Prix €HT
0893340	Surbotte	Transparent	Unique	Sachet de 50	A	7,75
0893341	Surchaussure visiteur avec élastique		Unique	Sachet de 100	B	2,04

SAC ZIP DOUBLE OU SIMPLE POCHE



> Système de fermeture hermétique par pression

Sac en polyéthylène transparent **non stérile**, idéal pour le prélèvement et le transport d'échantillons, tubes, ... Le modèle "double poche" est idéal pour l'insertion de documents accompagnant le prélèvement.

Hauteur poche :

- Sac de 125 x 170 : 140 mm.
Sac de 160 x 220 et 180 x 250 : 200 mm.
Sac de 200 x 300 : 250 mm.
Sac de 230 x 320 : 260 mm.

Epaisseur : 50 microns
Carton de 1000 sacs

Dimensions LxH mm	125 x 195	160 x 220	180 x 250	230 x 320
Couleur	Naturel	Naturel	Naturel	Naturel
Double poche sans plage d'écriture	0893606	0893607	0893608	0893609
Prix €HT	25,29	17,55	20,84	33,24

SAC ZIP SANS ZONE DE MARQUAGE



Sac zip en PE sans zone de marquage.

Epaisseur : 50 microns

Référence	Dimensions L x H mm	Conditionnement	Prix €HT
0893610	40 x 60	1000	2,06
0893611	50 x 70	1000	2,96
0893612	60 x 80	1000	3,53
0893613	70 x 100	1000	4,65
0893614	80 x 120	1000	5,63
0893615	100 x 100	1000	5,93
0893616	100 x 150	1000	8,69
0893617	100 x 200	1000	10,97
0893618	100 x 250	1000	13,65
0893619	120 x 180	1000	11,90
0893620	140 x 220	1000	16,40
0893621	150 x 180	1000	14,85
0893622	150 x 200	1000	16,32
0893623	160 x 220	1000	18,81

SAC ZIP SANS ZONE DE MARQUAGE (SUITE)

Référence	Dimensions L x H mm	Conditionnement	Prix €HT
0893624	150 x 250	1000	19,40
0893625	180 x 250	1000	23,34
0893626	200 x 250	1000	25,76
0893627	220 x 280	1000	31,53
0893628	230 x 320	1000	37,35
0893629	250 x 350	1000	43,20
0893630	270 x 380	1000	50,42
0893631	300 x 400	1000	57,32
0893632	350 x 450	1000	74,97
0893633	60 x 120	1000	4,43
0893634	60 x 240	1000	7,98
0893635	110 x 170	1000	10,43
0893636	110 x 300	1000	17,49
0893637	125 x 125	1000	9,03
0893638	120 x 180	1000	17,54
0893639	120 x 280	1000	25,76
0893640	200 x 300	1000	30,60
0893641	230 x 300	1000	35,09
0893642	250 x 250	1000	32,49
0893643	250 x 320	1000	39,78
0893644	90 x 100	1000	6,21
0893645	130 x 200	1000	14,42
0893646	40 x 150	1000	11,72
0893647	160 x 230	1000	19,52
0893648	130 x 250	1000	20,79
0893649	190 x 250	1000	24,63
0893650	55 x 150	1000	4,73
0893651	90 x 230	1000	11,30
0893652	50 x 150	1000	12,84
0893653	200 x 200	1000	20,99
0893654	300 x 300	1000	44,79
0893655	400 x 400	1000	76,71
0893656	135 x 235	1000	16,88
0893657	150 x 320	1000	24,42
0893658	180 x 350	1000	31,85
0893659	55x 180	1000	5,78
0893660	160 x 280	1000	22,92
0893661	80 x 180	1000	8,10

HOUSSE NOIRE DE 120 À 1100 LITRES



Référence	Volume L	Epaisseur µm	Qualité	Dimensions mm	Conditionnement	Prix €HT
0893413	1100	20	Polytène HR	1270+490+490 x 1750	20 sacs	7,54
0893414	1100	35	PEBD	2250 x 1750	10 sacs	6,20
0893415	1100	30	PEBD	1270+490+490 x 1750	10 sacs	5,66
0893416	120	20	Polytène HR	640+130+130 x 1200	20 sacs	2,07
0893417	120	35	PEBD	640+130+130 x 1200	10 sacs	1,70
0893418	120	30	PEBD	640+130+130 x 1200	10 sacs	1,55
0893419	240	55	PEBD	730+210+210 x 1350	10 sacs	3,87
0893420	240	35	PEBD	730+210+210 x 1350	20 sacs	2,44
0893421	240	20	Polytène HR	670+240+240 x 1350	20 sacs	2,97
0893422	240	30	PEBD	670+240+240 x 1350	10 sacs	2,19
0893424	330	35	PEBD	710+300+300 x 1350	10 sacs	2,78
0893425	330	55	PEBD	710+300+300 x 1350	10 sacs	4,37
0893426	330	20	Polytène HR	710+300+300 x 1350	20 sacs	3,32
0893427	330	30	PEBD	710+300+300 x 1350	10 sacs	2,54
0893428	340	35	PEBD	760+310+310 x 1350	10 sacs	2,93
0893429	340	55	PEBD	760+310+310 x 1350	10 sacs	4,61

HOUSSE NOIRE DE 120 À 1100 LITRES (SUITE)

Référence	Volume L	Epaisseur µm	Qualité	Dimensions mm	Conditionnement	Prix € HT
0893430	340	20	Polytène HR	760+310+310 x 1350	20 sacs	3,60
0893431	340	30	PEBD	760+310+310 x 1350	10 sacs	2,63
0893432	360	30	PEBD	750+350+350 x 1450	10 sacs	3,02
0893433	500	35	PEBD	1180+310+310 x 1350	10 sacs	3,83
0893434	660	35	PEBD	1190+370+370 x 1350	10 sacs	4,10
0893435	660	20	Polytène HR	1190+370+370 x 1350	20 sacs	4,99
0893436	660	60	PEBD	1190+370+370 x 1350	10 sacs	3,74
0893437	750	35	PEBD	1190+370+370 x 1500	10 sacs	4,56
0893438	750	20	Polytène HR	1190+370+370 x 1500	20 sacs	5,55
0893439	750	55	PEBD	1190+370+370 x 1500	10 sacs	7,16
0893440	750	30	PEBD	1190+370+370 x 1500	10 sacs	4,16

SAC DASRI



> Conforme à la norme NFX 30-501

Sac Dasri jaune pour déchets à risques infectueux. Fermeture facile par lien coulissant.

Référence	Désignation	Epaisseur uL	Capacité L	Conditionnement	Prix € HT
0893573	Sac PE jaune Dasri	19	15	25	0,89
0893574	Sac PE jaune Dasri	19	20	25	1,20
0893575	Sac PE jaune Dasri	20	30	25	1,73
0893576	Sac PE jaune Dasri	23	50	25	2,42
0893577	Sac PE jaune Dasri	25	100	20	3,04
0893578	Sac PE jaune Dasri	28	110	25	4,53
0893579	Sac PE jaune Dasri	55	100	20	6,64

SAC ET HOUSSE BIODÉGRADABLE



Le sac biodégradable fabriqué à partir de matières végétales 100% biodégradables et compostables permet de collecter tous types de déchets destinés à être compostés (fraction fermentescible organique ou déchets ménagers, déchets verts)

Impression continue sur le sac

Ce sac est conforme aux exigences de la norme EN 13432

Rouleau de 10

Référence	Epaisseur µm	Volume	Dimensions mm	Couleur	Prix € HT
0893544	18	10	350 x 480	■	1,56
0893545	19	20	450 x 450	■	1,55
0893546	20	40	500 X 650	■	2,45
0893547	28	60	680 X 820	□	3,21
0893548	20	60	680 X 820	□	2,78
0893549	30	80	790 X 800	□	3,78
0893550	20	80	790 X 800	□	3,08
0893551	36	110	700 x 1100	□	5,59
0893552	22	110	700 x 1100	□	4,05
0893553	120	120	930 x 1300	□	6,29
0893554	130	130	820 X 1150	□	7,65
0893555	130	130	820 X 1150	□	6,08
0893556	240	240	1200 X 1400	□	8,75

SAC POUBELLE PEHD



> 100% recyclable

Les sacs en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ont une résistance élevée et une bonne rigidité. La combustion des sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique.

Fermeture par lien à nouer

Référence	Volume L	Couleur	Epaisseur µm	Dimensions mm	Conditionnement	Prix €HT
0893515	5		9	325 x 350	50 sacs	0,34
0893516	10		9	400 x 450	50 sacs	0,54
0893517	20		9	450 x 480	50 sacs	0,65
0893521	20		9	240 +105+105 x 480	50 sacs	0,65
0893528	20		9	240 +105+105 x 480	50 sacs	0,57

SAC POUBELLE À LIEN COULISSANT



> Sac poubelle PEBD à lien coulissant

Les sacs en PEBD (Polyéthylène Basse Densité) sont épais, très résistants et très souples. La combustion des sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique.

Rouleau de 25
Couleur bleu

Référence	Epaisseur µm	Volume L	Dimensions mm	Prix €HT
0893458	30	30	PEBD	2,12
0893460	35	50	PEBD	3,51
0893462	40	100	PEBD	5,73

SAC POUBELLE DE 30 LITRES



Les sacs en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ont une résistance élevée et une bonne rigidité. Ils sont de faible épaisseur. Les sacs en PEBD (Polyéthylène Basse Densité) sont plus épais, très résistants et très souples. La combustion des sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique.

Fermeture par lien à nouer

Référence	Epaisseur µm	Qualité	Dimensions mm	Couleur	Conditionnement	Prix €HT
0893459	30	PEBD	500 x 650		25 sacs	1,84
0893464	25	PEBD	500 x 650		20 sacs	0,70
0893442	25	PEBD	500 x 650		25 sacs	1,39
0893447	25	PEBD	500 x 650		25 sacs	1,41
0893454	25	PEBD	500 x 650		25 sacs	1,41
0893496	25	PEBD	500 x 650		25 sacs	1,41
0893511	25	PEBD	500 x 650		25 sacs	1,41
0893541	11	PEHD	260+120+120 x 650		50 sacs	1,17
0893538	11	PEHD	260+120+120 x 650	Transparent	50 sacs	1,08
0893536	11	PEHD	260+120+120 x 650		50 sacs	1,16
0893530	11	PEHD	260+120+120 x 520		50 sacs	0,75
0893529	11	PEHD	260+120+120 x 650		50 sacs	0,94
0893500	25	PEBD	500 x 650	Transparent	25 sacs	1,31
0893518	11	PEHD	260+120+120 x 650		50 sacs	1,19
0893522	11	PEHD	260+120+120 x 650		50 sacs	1,14
0893525	11	PEHD	260+120+120 x 650		50 sacs	1,18

SAC POUBELLE DE 50 LITRES



Les sacs en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ont une résistance élevée et une bonne rigidité. Ils sont de faible épaisseur. Les sacs en PEBD (Polyéthylène Basse Densité) sont plus épais, très résistants et très souples. La combustion des sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique.

Fermeture par lien à nouer

Référence	Epaisseur µm	Qualité	Dimensions mm	Couleur	Conditionnement	Prix €HT
0893461	35	PEBD	680 x 750	■	25 sacs	3,00
0893465	27	PEBD	680 x 750	■	20 sacs	1,12
0893466	35	PEBD	680 x 750	■	25 sacs	1,71
0893443	30	PEBD	680 x 750	□	25 sacs	2,41
0893448	30	PEBD	680 x 750	■	25 sacs	2,45
0893453	140	PEBD	600 x 850	■	10 sacs	2,73
0893497	30	PEBD	680 x 750	■	25 sacs	2,45
0893501	30	PEBD	680 x 750	Transparent	25 sacs	2,51
0893512	30	PEBD	680 x 750	■	25 sacs	2,45
0893519	13	PEHD	350+165+165 x 750 mm	□	50 sacs	2,23
0893523	13	PEHD	350+165+165 x 750 mm	■	50 sacs	2,16
0893526	13	PEHD	350+165+165 x 750 mm	■	50 sacs	2,14
0893531	13	PEHD	350+165+165 x 750 mm	■	50 sacs	1,89
0893537	13	PEHD	350+165+165 x 750 mm	■	50 sacs	2,12
0893539	13	PEHD	350+165+165 x 750 mm	Translucide	50 sacs	2,18
0893542	13	PEHD	350+165+165 x 750 mm	■	50 sacs	2,22
0893455	30	PEBD	680 x 750	■	25 sacs	2,45

SAC POUBELLE DE 110 LITRES



Les sacs en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ont une résistance élevée et une bonne rigidité. Ils sont de faible épaisseur. Les sacs en PEBD (Polyéthylène Basse Densité) sont plus épais, très résistants et très souples. La combustion des sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique.

Fermeture par lien à nouer

Référence	Epaisseur µm	Qualité	Dimensions mm	Couleur	Conditionnement	Prix €HT
0893474	55	PEBD	700 x 1050	■	20 sacs	3,09
0893475	30	PEBD	680 x 1050	■	25 sacs	2,18
0893476	35	PEBD	680 x 1050	■	25 sacs	2,39
0893477	43	PEBD	700 x 1050	■	25 sacs	3,02
0893478	23	PEBD	680 x 1050	■	25 sacs	1,75
0893479	45	PEBD	700 x 1050	■	25 sacs	3,16
0893480	65	PEBD	700 x 1050	■	25 sacs	4,57
0893445	30	PEBD	700 x 1050	□	25 sacs	3,47
0893451	30	PEBD	700 x 1050	■	25 sacs	3,55
0893457	30	PEBD	700 x 1050	■	25 sacs	3,53
0893503	30	PEBD	700 x 1050	Transparent	25 sacs	3,17
0893504	42	PEBD	700 x 1050	Transparent	25 sacs	4,74
0893505	21	PEBD	700 x 1050	Transparent	25 sacs	2,42
0893506	55	PEBD	700 x 1050	Transparent	20 sacs	4,98
0893514	30	PEBD	700 x 1050	■	25 sacs	3,53
0893520	30	PEHD	700 x 1050	□	25 sacs	2,03
0893524	17	PEHD	700 x 1050	■	25 sacs	2,06
0893527	17	PEHD	700 x 1050	■	25 sacs	2,06
0893533	17	PEHD	700 x 1050	■	25 sacs	1,63
0893535	33	PEHD	700 x 1050	■	25 sacs	2,46
0893540	17	PEHD	700 x 1050	Translucide	25 sacs	2,01
0893543	17	PEHD	700 x 1050	■	25 sacs	2,11

SAC POUBELLE DE 110 LITRES (SUITE)

Référence	Epaisseur μ m	Qualité	Dimensions mm	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
0893499	30	PEBD	700 x 1050		25 sacs	3,53

SAC POUBELLE DE 160 LITRES



Les sacs en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) ont une résistance élevée et une bonne rigidité. Ils sont de faible épaisseur.
Les sacs en PEBD (Polyéthylène Basse Densité) sont plus épais, très résistants et très souples.
La combustion des sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique.

Fermeture par lien à nouer

Référence	Epaisseur μ m	Qualité	Dimensions mm	Couleur	Conditionnement	Prix € HT
0893492	50	PEBD	900 x 1100		10 sacs	1,89
0893493	40	PEBD	900 x 1100		25 sacs	3,79
0893494	55	PEBD	900 x 1100		10 sacs	2,08
0893509	50	PEBD	880 x 1050	Transparent	10 sacs	2,97
0893510	35	PEBD	900 x 1100	Transparent	10 sacs	2,39

SACHET PLAT À USAGE UNIQUE



En polyéthylène transparent, sans lien.
Thermosoudable
Agréée contact alimentaire

Référence	Dimensions LxH mm	Epaisseur μ m	Conditionnement	Prix € HT
0893662	50 x 80	50	1000	2,55
0893663	70 x 100	50	1000	3,74
0893664	100 x 150	50	1000	7,32
0893665	100 x 150	100	1000	12,51
0893666	100 x 200	100	500	8,12
0893667	100 x 200	50	1000	8,85
0893668	120 x 250	50	1000	12,06
0893669	150 x 250	100	500	13,77
0893670	150 x 250	50	1000	14,37
0893671	170 x 210	50	1000	14,18
0893672	180 x 200	100	500	13,27
0893673	180 x 300	100	500	18,62
0893674	200 x 300	50	1000	21,71
0893675	220 x 300	100	500	22,45
0893676	220 x 360	100	500	26,30
0893677	220 x 360	50	1000	28,05
0893678	250 x 400	100	500	31,96
0893679	250 x 400	50	1000	33,87
0893680	280 x 320	100	500	28,82
0893681	300 x 400	50	1000	39,74
0893682	300 x 480	100	500	44,94
0893683	300 x 480	50	1000	46,56
0893684	350 x 500	50	1000	56,12
0893685	400 x 600	100	250	38,30
0893686	400 x 600	50	500	38,28
0893687	500 x 800	100	250	60,83
0893688	500 x 800	50	500	62,09
0893689	600 x 1000	100	150	54,01



une
référence
Européenne

grosseron.com/nos-promotions

info@grosseron.com - Tél. +33 (0)2 40 92 07 09

ZAC Les Hauts de Couëron III
4 rue des Entrepreneurs
44220 COUËRON

pour les
laboratoires