



		<h2>POT DROIT 125ML AVEC BOUCHON</h2>	
Référence article	GR00125BA	GR00125BB	GR00125RG
Description	Pot droit 125mL PP Bouchon à vis		
Volume	125mL sous le pas de vis 160mL volume total		
Graduation	De 20mL à 120mL et de 0 OZ à 4OZ		
Matière	Pot en polypropylène Bouchon en polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire		
Code couleur (Bouchon)	Blanc	Bleu	Rouge
Code couleur (Pot)	Naturel	Bleu	Naturel
Ø Intérieur (mm)	51		
Hauteur (mm)	82		
Conditionnement	410 pots / carton		
Autre	Température d'utilisation -20°C / +120°C		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.