




Date de création : **22/03/2021**  
Dernière Mise à jour : **22/03/2021**  
Version : **0**

**BISTOURI A USAGE UNIQUE**



Référence	Description
3725010	MANCHE AVEC LAME N°10
3725011	MANCHE AVEC LAME N°11
3725012	MANCHE AVEC LAME N°12
3725015	MANCHE AVEC LAME N°15
3725018	MANCHE AVEC LAME N°18
3725019	MANCHE AVEC LAME N°19
3725020	MANCHE AVEC LAME N°20
3725021	MANCHE AVEC LAME N°21
3725022	MANCHE AVEC LAME N°22
3725023	MANCHE AVEC LAME N°23
3725024	MANCHE AVEC LAME N°24
<b>Matière</b>	Manche en plastique Lame en acier
<b>Longueur (mm)</b>	155
<b>Conditionnement</b>	Boite de 10, sous sachet unitaire aluminium
<b>Stérilisation</b>	par irradiation Gamma
<b>Durée de vie</b> (* condition idéale de stockage)	5 ans date de fabrication*

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*