



	<p>FLACON CARREE 500ML A LARGE OUVERTURE INVIOLEBLE</p>
<p>Référence</p>	<p>GF00500BB</p>
<p>Matière</p>	<p>Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p>Dimensions</p>	<p>Base 76*76 mm Hauteur 128 mm</p>
<p>Type fermeture</p>	<p>Auto-jointante, Inviolable</p>
<p>Diamètre d'ouverture</p>	<p>50 mm</p>
<p>Matière bouchon</p>	<p>Polyéthylène bleu Toutes les matières sont agréées contact alimentaire</p>
<p>Conditionnement</p>	<p>180 / carton</p>
<p>Stérilisation</p>	<p>NA</p>
<p>Durée de vie pour la version stérile <i>(*conditions idéales de stockage)</i></p>	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.