



Date de création : **03/02/2022**  
Dernière Mise à jour : **03/02/2022**  
Version : 1

**POT DROIT 180ML AVEC BOUCHON**

Référence article	GR00180VE	GR00180PK	GR00180JA
Description	POT DROIT 180ML BOUCHON A VIS STANDARD		
Volume	180 ml sous le pas de vis 200 ml volume total		
Graduation	De 20 ml à 160 ml et de 0 OZ à 5 OZ		
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.		
Code couleur (bouchon)	VERT	ROSE	JAUNE
Code couleur (pot)	naturel	naturel	naturel
Ø intérieur (mm)	51		
Hauteur (mm)	102		
Conditionnement	330 pots/carton		
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C		

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*