



		<u>TUBE A FOND ROND NON BOUCHE</u>
Référence	GR1121117	
Matière	polystyrène	
Couleur tube	naturel	
Volume (ml)	10	
Graduation	2.5 – 5 – 10 ml	
Hauteur (mm)	100	
Diamètre (mm)	16	
Conditionnement	2000	
Informations complémentaires	avec rebord	

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR112117

juillet 21