



Grosseron <i>Collection</i>	<u>TUBE A FOND ROND AVEC BOUCHON</u>
Référence	GR112120
Matière	tube en polypropylène bouchon en polyéthylène
Couleur tube	naturel
Couleur bouchon	blanc
Volume (ml)	5
Graduation	à 3 ml
Hauteur (mm)	75
Diamètre (mm)	13
Conditionnement	1500

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT GR112120

juillet 21