



Grosseron Collection	<u>BOUCHON A AILETTE POUR TUBE ESSAI Ø16</u>		
Référence	GR112138	GR112139	GR112140
Matière	polyéthylène		
Couleur bouchon	naturelle	blanc	rouge
Hauteur (mm)	23		
Diamètre inférieur (mm)	15.5		
Diamètre du tube correspondant (mm)	16		
Conditionnement	1000		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.