



TUBE PLASTIQUE A FOND ROND AVEC BOUCHON

Référence	GR112141
Matière	tube en polystyrène cristal bouchon en polyéthylène
Couleur tube	naturel
Couleur bouchon	blanc
Volume (ml)	10
Hauteur (mm)	100
Diamètre (mm)	16
Conditionnement	800

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.