





Date de création : **19/11/2020**
Dernière Mise à jour : **23/04/2021**
Version : **1**

	<p align="center"><u>Pointe à Filtre Grosseron Collection</u></p>
Référence	GR70200
Désignation	POINTES 200UL FILTRE STERILE NATUREL RACK 96 PAR 10
Composition	Polypropylène, Résine 100% vierge Grade médical Rack en polypropylène
Volume	200 µL
Couleur	Clair
Stérilisation	Irradiation E-beam, SAL 10 ⁻⁶
Informations	Certifiés sans DNase/RNase ni ADN Non pyrogène - Low Binding Résistante aux températures -80°C à +121°C Autoclavable à 121°C/15psi
Dimensions	
Durée de vie* <i>(* condition idéale de stockage)</i>	5 ans après la date de production
Conditionnement	96 pointes / rack 10 racks par boîte
Contrôle qualité	Chaque lot est échantillonné et inspecté en accord avec la procédure opérationnelle normalisée
Information diverses	A usage unique

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.