



Date de création : **11/02/2021**  
Dernière Mise à jour : **20/09/2021**  
Version : 3

Grosseron Collection		<b><u>POT DROIT 80ML</u></b>
<b>Référence article</b>	<b>GRS0080RG</b>	
<b>Description</b>	POT DROIT 80ML STERILE PP AVEC BOUCHON STANDARD	
<b>Volume</b>	80ml	
<b>Graduation</b>	Dans la masse en ml et oz	
<b>Matière</b>	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.	
<b>Code couleur (bouchon)</b>	rouge	
<b>Code couleur (pot)</b>	naturel	
<b>Ø inférieur (mm)</b>	51	
<b>Ø supérieur (mm)</b>	53	
<b>Hauteur sans bouchon (mm)</b>	61	
<b>Hauteur totale (mm)</b>	69	
<b>Conditionnement</b>	Boite de 500	
<b>Stérilisation</b>	Ionisation par rayonnement bêta entre 10kμ et 30kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton	
<b>Durée de vie</b> (* condition idéale de stockage)	3 ans date de fabrication*	

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT GRS0080RG

septembre 21