



POT DROIT STERILE 125ML PP AVEC BOUCHON INVIOLEABLE

Référence article	GRS1125BA	GRS1125BB	GRS1125RG
Description	POT DROIT STERILE 125ML BOUCHON A VIS AVEC BAGUE D'INVIOLEABILITE		
Volume	125 ml sous le pas de vis 160 ml volume total		
Graduation	De 20 ml à 120 ml et de 0 OZ à 4 OZ		
Matière	Pot en polypropylène Bouchon polyéthylène haute densité Toutes les matières sont agréées contact alimentaire.		
Code couleur (bouchon)	blanc	bleu	rouge
Code couleur (pot)	naturel	bleu	naturel
Ø intérieur (mm)	51		
Hauteur (mm)	82		
Conditionnement	410 pots/carton dans un sursac de protection		
Autre	Température d'utilisation -20° / +120° C		
Stérilisation	Ionisation par rayonnement bêta entre 10kμ et 30kμ Témoin de stérilisation sur chaque carton		
Durée de vie	Gravure laser numéro de lot et date de péremption sur chaque pot		

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.