

BD Microlance™ 3

Aiguille hypodermique

Matériel stérile à usage unique



FICHE TECHNIQUE

Description

L'aiguille BD Microlance™3 peut être utilisée :

- Pour des injections,
- Pour des prélèvements.

Compatible avec des seringues Luer Simple et Luer Lock.



Composition

Composant	Matériau
Capuchon protecteur de l'aiguille	Polypropylène (PP)
Embase	Polypropylène (PP) + colorant
Lubrifiant	Huile de silicone, <0.25g/mm ²
Colle	Résine de type époxy
Aiguille	Acier inoxydable AISI 304



Usage unique



5 ans après stérilisation

Informations administratives

BD Microlance™3

Référence : 300700, 300800, 300900, 301000, 301156, 301300, 304432, 304434, 304727, 304827.

Marquage CE n°95 06 006 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Fraga, Espagne / Becton Dickinson, Fraga, Espagne

Certification : EN ISO 7864 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 6009 ; ISO 13485:2003 certificat n°98 06 2006, certifié par AEMPS ; ISO 9001 : 2008 certificat n°ER-0097/1994 certifié par AENOR.

Référence : 300300, 300600, 300635, 300637, 301500, 301700, 301750, 302200, 303800, 300400, 304100, 304300, 304622, 304000, 301155, 303800, 304100

Marquage CE n°252.157, NSAI 050 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson, Fraga, Espagne / Becton Dickinson, Drogheda, Irlande

Certification : EN ISO 7864 ; EN 20594-1/ISO 594-1 ; EN 1707/ISO 594-2 ; ISO 6009 ; ISO 13485:2003 certificat n°98 06 2006, certifié par AEMPS ; ISO 9001 : 2008 certificat n°ER-0097/1994 certifié par AENOR.

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

Références	Origine	Code Couleur	Gauge	Longueur		Ø externe (mm)	Ø interne (mm)	Paroi	Conditionnement Unités par boîte / carton
				(inch)	(mm)				
300637	IRL	Blanc	16	1 ½	40	1.638	1.155	Normale	100 / 5 000 unités
304622		Rose	18	1 ½	40	1.257	0.927	Mince	
301700		Crème	19	1	25	1.067	0.749	Mince	
301500			1 ½	40	1.067	0.749			
301750			2	50	1.067	0.749			
304827	ESP	Jaune	20	1	25	0.902	0.635	Mince	100 / 4 000 unités
301300				1 ½	40	0.902	0.635		
301156	ESP	Vert	21	1	25	0.813	0.546	Mince	
304432				1 ½	40	0.813	0.546	Normale	
301155	IRL			2	50	0.813	0.495	Mince	
304434				5/8	16	0.813	0.546		
304727	ESP	Noir	22	1	25	0.711	0.445	Mince Normale	
300900				1 ¼	30	0.711	0.445		
301000				1 ½	40	0.711	0.445		
300094	IRL			2	50	0.711	0.394		
300800	ESP	Bleu	23	1	25	0.635	0.318	Mince	
300700				1 ¼	30	0.635	0.318		
304100	IRL	Violet	24	1	25	0.550	0.318	Normale	
300400	IRL	Orange	25	1	25	0.508	0.241	Normale	100 / 5 000 unités
300600				5/8	16	0.508	0.241		
300300		Brun	26	3/8	10	0.457	0.241	Normale	
303800				½	13	0.457	0.241		
304300				5/8	16	0.457	0.241		
300635		Gris	27	½	13	0.406	0.191	Normale	
302200				¾	19	0.406	0.191		
304000	Jaune	30	½	13	0.305	0.140	Normale		