

FICHE TECHNIQUE

Réf. **0700516**

•DESIGNATION

- Papier protecteur de surface
- Matière: 80% cellulose 20%film PE
- Liant: aucun

•APPLICATIONS

- Protection des surfaces de travail
- Protection contre les chocs
- Protection contre les milieux acides et corrosifs
- Protection contre les produits radiochimiques
- Récupération des matériaux après calcination
- Garnissage de cages pour animaux

•SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs	Unité	Normes
Grammage	125	g/m ²	DIN 53104
Epaisseur	0,24	mm	
Vitesse de filtration	}	sec.	DIN 53137
		sec.	Herzberg
Ascension capillaire	50-50	mm	Klemm
Capacité d'absorption	170	g/m ²	