

## Protection de bain Aqua Stabil 12 bouteilles à 100 ccm

JULABO AQUA STABIL est un désinfectant destiné à être utilisé dans les baignoires ouvertes. Il empêche l'encrassement du liquide de bain et assure une durée de vie prolongée en cas de thermostatisation avec de l'eau. La formation d'algues, le développement des bactéries et des microorganismes sont évités par l'effet bactéricide.

### Avantages :

- bonne conductivité de chaleur
- pratiquement inodore

Utilisation : Verser 2 ml de produit AQUA STABIL par litre d'eau. En cas de décoloration bleutée, mais au minimum tous les trois mois, renouveler l'eau et AQUA STABIL. Pour la date de péremption, voir l'étiquette au dos.



Référence

8940012