



FICHE TECHNIQUE

Réf. 9014999

Article :

Bandelette pH 0-14 (4 zones)

Composants :

Support plastique + papier imprégné à base de réactifs

Caractéristiques :

Aspect : Solide (plastique)

Conservation :

Au sec et à l'abri de la lumière

Utilisations :

Analyses de solutions en milieu faiblement acide, neutre ou légèrement alcalin

Mode d'emploi :

Immerger brièvement une bandelette pH dans la solution à tester
Comparer la couleur obtenue sur les 4 zones indicatrices avec la gamme colorimétrique

Précision de la mesure :

La mesure est étalonnée par saut de 1.0 unité de pH

Le papier réactif réagit par méthode colorimétrique