

## FICHE TECHNIQUE

PIPETEUR SUR BATTERIE

**GR99999**

- Haute vitesse d'aspiration
- Valves sensibles pour un travail de précision
- Poignée ergonomique
- Usage sans fil
- Protégé par des filtres PTFE
- Corps résistant aux UV
- Embout de maintien autoclavable

Indicateur de charge de batterie par LED  
Livré avec un filtre 0.2µm et un embout  
Poids : 210 g



**Grosseron**  
*Collection*

**Application :**

Pour pipette plastique ou verre de 0.5 à 100 ml.

Réglage de la vitesse possible en fonction du volume de la pipette et de la viscosité du liquide. Batterie longue durée résistant à 8 heures de travail en continue. Les ailettes de pose s'avèrent pratiques lors de pauses courtes en cours d'utilisation.