

# POINTES SANS FILTRES

## 200µL

Marque iSample

<b>Référence</b>	<b>GRR0200</b>
<b>Volume</b>	200µL
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Matériel</b>	100% Polypropylene
<b>Conditionnement</b>	10 racks de 96 pointes
<b>Stérilisation</b>	Irradiation E-beams, SAL 10 <sup>-6</sup>
<b>Détails</b>	Certifiés sans DNase/RNase ni ADN Non pyrogène Résistante aux températures -80°C à +121°C Autoclavable à 121°C/15psi
<b>Durée de vie (Condition idéale de stockage)</b>	4 ans (date de fabrication)

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.*

iSample

