

POINTES SANS FILTRES

1250µL

Marque iSample

Référence	GRR1250
Volume	1250µL
Couleur	Bleues
Matériel	100% Polypropylene
Conditionnement	10 racks de 96 pointes
Stérilisation	Irradiation E-beams, SAL 10 ⁻⁶
Détails	Certifiés sans DNase/RNase ni ADN Non pyrogène Résistante aux températures -80°C à +121°C Autoclavable à 121°C/15psi
Durée de vie (Condition idéale de stockage)	4 ans (date de fabrication)

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.