

POINTES SANS FILTRES

200µL

Marque iSample

Référence	GRV0200
Volume	200µL
Couleur	Jaune
Matériel	100% Polypropylène
Conditionnement	vrac de 1000 pointes
Détails	Non pyrogène Résistante aux températures -80°C à +121°C Autoclavable à 121°C/15psi
Durée de vie (Condition idéale de stockage)	5 ans (date de fabrication)

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.