

## POINTES SANS FILTRES

### 1250µL

Marque iSample

<b>Référence</b>	<b>GRV1250</b>
<b>Volume</b>	1250µL
<b>Couleur</b>	Bleues
<b>Matériel</b>	100% Polypropylene
<b>Conditionnement</b>	vrac de 1000 pointes
<b>Détails</b>	Non pyrogène Résistante aux températures -80°C à +121°C Autoclavable à 121°C/15psi
<b>Durée de vie (Condition idéale de stockage)</b>	5 ans (date de fabrication)

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.*