

## BOITE DE PETRI

### Ø 90 mm aseptique



Marque iSample / Grosseron collection

#	GR112144	GR112145	GR112146	GR112105	GR112108
Matière	Polystyrène cristal   certifié contact alimentaire selon les réglementations européennes 2011/65EU – 2003/11/EC-2006/122/EC				
Diamètre	90 mm				
Hauteur	14,2 mm			16,2 mm	
Ergot	0	4	4	0	3
Composition du carton	24 sachets de 20	25 sachets de 24	25 sachets de 32	24 sachets de 20	24 sachets de 20
Quantité totale	480	600	800	480	480

**LES CARTONS PEUVENT PRESENTER UN MARQUAGE "ISAMPLE" OU "GROSSERON COLLECTION".**

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.*