

BOITE DE PETRI

Ø 90 mm stérile



Marque iSample / Grosseron collection

#	GRS12144	GRS12145	GRS12146	GRS12108
Matière	Polystyrène cristal certifié contact alimentaire selon les réglementations européennes 2011/65EU – 2003/11/EC-2006/122/EC			
Diamètre	90 mm			
Hauteur	14,2 mm			16,2 mm
Ergot	0	4	4	3
Composition du carton	24 sachets de 20	25 sachets de 24	25 sachets de 32	24 sachets de 20
Quantité totale	480	600	800	480
Mode de stérilisation	Ionisation par rayon β			
Date limite d'utilisation	3 ans après la date de fabrication (dans des conditions de stockage idéales)			

LES CARTONS PEUVENT PRESENTER UN MARQUAGE "ISAMPLE" OU "GROSSERON COLLECTION".

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue.