

GROSSERON COLLECTION—MEUBLE 2 PORTES LONGUEUR 1M

Références: GRM100ET



DESCRIPTIF

Meuble sous paillasse Grosseron Collection à roulettes réalisé en mélaminé CTBH épaisseur 19mm.

2 portes battantes montées sur charnières invisibles clipsables encastrées ouvrant à 90°.

1 étagère réglable tous les 32mm sur crémaillères avec taquets métalliques

Les poignées des portes sont en PVC blanc. Les portes sont recouvertes sur leurs chants d'un PVC coloris Gris Aluminium.

Les 4 roulettes sont en polyamide noire montées sur axes métal (2 sont équipées de freins)

DIMENSIONS

Longueur 1m x Profondeur 45cm x Hauteur 80cm

MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

GROSSERON COLLECTION / GRM100ET / GRM100ET

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*