

**GROSSERON COLLECTION—MEUBLE 3 TIROIRS LONG.0.75M**

Références: GRM753TI



**DESCRIPTIF**

Meuble sous paillasse Grosseron Collection à roulettes réalisé en mélaminé CTBH épaisseur 19mm.

3 tiroirs montés sur coulisses métalliques avec roulements à billes.

Les poignées des tiroirs sont en PVC blanc. Les façades des tiroirs sont recouvertes sur leurs chants d'un PVC coloris Gris Aluminium.

Les 4 roulettes sont en polyamide noire montées sur axes métal (2 sont équipées de freins)

**DIMENSIONS**

Longueur 0.75m x Profondeur 45cm x Hauteur 80cm

**MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT**

GROSSERON COLLECTION / GRM753TI / GRM753TI

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*